

PLOTS ÉLÉVATEURS


NOUVEAU


GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 130 KG
PAR PLOT


Livrés par 4, ils surélèvent un lit ou une chaise pour faciliter le transfert.

Disponibles en 2 tailles : 9 et 14 cm

Matériaux : injection polypropylène



Conditionnement :
Carton de regroupement: 12
Palette : 144



DIMENSIONS

Lot de 4 plots éleveurs

820110	14 cm 14 cm Ø intérieur	7,6 cm Ø base 16,5 cm	0,230 kg (par plot)
820210	9 cm 9 cm Ø intérieur	8,7 cm Ø base 16,6 cm	0,188 kg (par plot)



EAN, PRISE EN CHARGE

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC
820110	lot de 4 plots éleveurs 14 cm	3401548904046	NEANT
820210	lot de 4 plots éleveurs H 9cm	3401060299880	