



BASSIN HARICOT A USAGE UNIQUE



Nom du produit	BASSIN HARICOT A USAGE UNIQUE
Référence	HAR
Dimensions (mm)	235*145*50
Structure matière principale	Fibre moulée à 100% papier recyclé
Domaine d'utilisation	Cabinets médicaux - Cliniques - Hôpitaux
Caractéristiques utiles	Dispositif de recueil des déchets médicaux
Stérilisation	OUI Autoclave vapeur 138° - Durée du cycle 30 minutes
Développement Durable	100% biodégradable
Résistance technique	<p>Résiste durant 30 minutes : Jodosan 1%</p> <p>Résiste plus de 8 heures : Chlorure de sodium 0,9% - Acide chloridrique 0,1 N - Suc gastrique - Alcool 25%</p> <p>Résiste plus de 24 heures : Chlorure de sodium 0,9% - Eau oxygénée 3% - Eau à 80° Sang - Urine - Acide acétique 5% - Chlorhexidine 0,2%</p>

LOGISTIQUE

Conditionnement	300 pièces
Poids du produit	18 g
Format Poids & Volume du carton	54*26*42 cm - 5,640 kg - 0,0590 m ³
Nombre de cartons/Palette	24 cartons
Nombre de produits/Palette	7 200 pièces
Stockage et conservation	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil