

FICHE TECHNIQUE GANT PE


DESCRIPTION DU PRODUIT

Gant polyéthylène micro rugueux à usage unique.

Epaisseur : 0,018mm

DIMENSIONS

| Taille | S | L | Tolérance |
|--------|------|--------|-----------|
| A | 21cm | 24cm | +/-0.5cm |
| B | 27cm | 30cm | +/-1cm |
| C | 12cm | 14.5cm | +/-0.5cm |



REFERENCE ET CONDITIONNEMENT

| Référence | Taille | Conditionnement |
|-----------|--------|---|
| A1030 | S | Carton de 100 sachets de 100 unités soit 10 000 unités par carton |
| A1031 | L | |

PHOTO

