

## MediSet® Pansement plaies chroniques / 5 soins - Set de déterSION

### Set de soins



Référence  
478550

Code EAN  
4052199014142

#### Produit

Set de soins stérile à usage unique proposé lors de la réalisation de soins à domicile.  
MediSet® Pansement plaies chroniques / 5 soins - Set de déterSION est conforme à la réglementation LPPR parue le 30/12/2011.

**Les sacs à déchets sont conformes à la norme NF X 30 - 501 relative aux emballages pour déchets mous d'activité de soins.**

#### Indications / Classification

Set de soins à usage unique proposé pour le nettoyage et la réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine et pour la déterSION mécanique.

MediSet® Pansement plaies chroniques / 5 soins - Set de déterSION est un dispositif médical de classe IIa (TÜV-0123).

#### Spécifications

##### Composition :

Dans une boîte :

- \* 5 blisters rigides 3 alvéoles stérilisés à l'oxyde d'éthylène comprenant, disposés de haut en bas :
  - 1 champ imperméable 38 x 45 cm
  - 1 pince précision à mors fins grise
  - 1 pince anatomique double mors verte
  - 10 compresses de gaze 10 x 10 cm

\* Hors blister :

- 1 curette dermatologique double stérile
- 5 pansements transparents stériles Hydrofilm® : 10 x 15 cm
- 5 sacs à déchets de soins (perforants interdits)
- 1 fiche mode d'emploi

##### Spécifications des composants :

- Champ imperméable : nontissé duplex (cellulose et polyéthylène) - 50 g/m<sup>2</sup> - 38 x 45 cm - coloris bleu
- Pince anatomique : polypropylène renforcé en fibre de verre - présentant une double denture - coloris vert - 12,5 cm
- Pince à mors fin : polypropylène renforcé à la fibre de verre - coloris gris - 12,6 cm
- Compresse de gaze : 100% gaze de coton absorbant - 13 fils - 8 plis - 10 x 10 cm
- Curette double extrémité : manche et grattoir en polyamide renforcé à la fibre de verre - lame inox - capuchon protecteur LDPE - diamètre 7 mm - 16 cm
- Pansement Hydrofilm® : film en polyuréthane - adhésif émulsion acrylique - transparent - perméable à la vapeur d'eau et à l'oxygène - imperméable à l'eau et aux bactéries - 10 x 15 cm - en pochette pelable papier-film
- Sac à déchets : sac avec liens coulissants - polyéthylène - 400 x 350 mm - 15 L

Absence de latex.

Code LPPR : 1380915



## Présentation / Conditionnement

En boîte, accompagné d'un protocole d'utilisation avec un numéro vert d'aide à la prescription.

Caractéristiques du blister :

- film PVC
- papier 60g/m<sup>2</sup>

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Fabriqué en France.

Accompagné d'une notice d'emploi.

Nombre de blisters / boîte : 5

Nombre de boîtes / carton : 12

Dimensions du blister : 185 x 140 mm

Dimensions de la boîte : 282 x 188 x 92 mm

Dimensions du carton : 588 x 392 x 288 mm

## Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus courte.