

Bavoir Valafit® Roll

992593 40 x 50 cm - Petit modèle adulte



Produit

Bavoir en ouate de cellulose et film intraversable avec attache adhésive.
Non stérile à usage unique.

Indications / Classification

Pour la protection du patient au moment du repas.

Spécifications

Composition :
Film 1 pli 100 % polyéthylène transparent
Epaisseur : 21 µm env.
Voile de cellulose 2 plis 100 % cellulose vierge de couleur bleu
Grammage : 17 + 17 g/m² env.

Dimensions :
Longueur du bavoir (à partir de l'encolure) : 50 +/- 5 cm
Largeur du bavoir : 40 +/- 1 cm
Nombre de bavoirs par rouleau : 150

Caractéristiques physiques :
Capacité d'absorption (ISO 12625-8) : 228 ml/m² env.
Grammage total (ISO 12625-6) : 55 g/m² env.
Résistance à la rupture par traction sens machine (ISO 12625-4) : 55,8 N env.
Résistance à la rupture par traction sens travers (ISO 12625-4) : 36,7 N env.
Résistance à la rupture par traction à l'état humide sens machine (ISO 12625-8) : 77 N env.
Résistance à la rupture par traction à l'état humide sens travers (ISO 12625-8) : 59,1 N env.
Epaisseur (ISO 12625-3) : 0,155 mm env.

Présentation / Conditionnement

Condition de stockage :
Température : 10-30°C - Humidité relative : 30-60% - Eviter l'exposition directe au soleil.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb rouleaux / carton	Nb cartons / palette
992593	40 x 50 cm - Petit modèle adulte*	6	32

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions carton	Dimensions palette
992593	40 x 50 cm*	510 x 340 x 220 mm	1200 x 800 x 2000 mm

*A partir de l'encolure