

MediSet ® Trousse de soin pour réfection de pansement propre

Set de soins

Référence : 470108



Produit

Ensemble de dispositifs nécessaire à la réalisation d'un acte de soins. Stérile à usage unique. Le set est proposé avec une étiquette de traçabilité avec code-barres, repositionnable, qui peut être collée dans le dossier patient.

Indications / Classification

Trousse de soins préconisée lors de la réfection de pansement peu ou pas souillé.

MediSet ® Trousse de soin pour réfection de pansement propre est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).

Spécifications

Composition :

Dans un blister rigide (du haut vers le bas) :

- 1ère alvéole : 1 pince anatomique
- 2ème alvéole : 3 tampons
- 3ème alvéole : 3 tampons

Spécifications des composants :

- Pince anatomique : polypropylène renforcé à la fibre de verre - présentant une double denture - coloris vert - 12,8 cm
- Tampon : nontissé (polyester / viscose) - 30 g/m² - taille prune

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Blister rigide :

- film PET/PE
- papier 60 g/m²
- 3 alvéoles

Indication claire de la composition de la trousse, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Étiquette de traçabilité reprenant la référence de l'article, le numéro de lot, la date de péremption, le logo Hartmann et, en format code-barres EAN 128, le code EAN 13 de l'article, le numéro de lot et la date de péremption.

Référence	Nb blisters / carton	Nb cartons / palette	Dimensions blister	Dimensions carton	Dimensions palette
470108	84	27	175 x 140 mm	795 x 390 x 200 mm	1200 x 800 x 1950 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : 3 ans.