


MediSet ® branchement toutes voies d'abord Set de soins

Référence Code ACL
478912 6013685



Produit

Ensemble de dispositifs nécessaire à la réalisation d'un acte de soins. Stérile à usage unique.

Indications / Classification

Ensemble d'accessoires stériles nécessaire au branchement d'une perfusion à domicile sur une voie veineuse périphérique ou voie veineuse centrale (chambre implantable, cathéter central ou Picc Line) à l'aide d'un système d'administration autre qu'un perfuseur 1 voie, disposés dans un ordre déterminé par le protocole de soins, dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

MediSet ® branchement toutes voies d'abord est un assemblage de dispositifs médicaux.

Spécifications

Composition :

- 1 sac à déchets
- 1 blister rigide qui contient (du haut vers le bas) :
 - 1 carré absorbant
 - 1 masque de soins
 - 1 charlotte
 - 2 gants d'examen
 - 1 champ imperméable
 - 5 compresses en nontissé
 - 1 seringue 20 ml LL
 - 1 seringue 10 ml LL
 - 2 aiguilles 18 G 1 1/2
 - 1 ampoule 20 ml NaCl 0,9 %
 - 1 notice d'emploi

Spécifications des composants :

- Carré : nontissé en fibres de cellulose - voie sèche - 55 g/m² - 30 x 20 cm
- Sac à déchets : Sac avec liens coulissants - non imprimé - polyéthylène - 400 x 350 mm - 15 L - blanc
- Masque : 3 plis - 3 épaisseurs - nontissé bleu 100% polypropylène - attaches élastiques sans latex - barrette nasale acier gainé de polypropylène - BFE > ou = 98%
- Charlotte : nontissé polypropylène - coloris bleu - 14 g/m² - élastique sans latex
- Gant d'examen : en nitrile - non poudré - ambidextre - manchette retournée - coloris bleu/violet - Taille M
- Champ : nontissé duplex (cellulose et polyéthylène) - 50 g/m² - 38 x 45 cm - coloris bleu
- Compresse : nontissé (polyester / viscosse) - 30 g/m² - 7,5 x 7,5 cm
- Seringue : 3 pièces Luer Lock - 10 ou 20 ml - corps de la seringue et piston : polypropylène - joint : caoutchouc synthétique sans latex - sous emballage apyrogène - stérilisation oxyde d'éthylène
- Aiguille : aiguille hypodermique 18G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) - embase : polypropylène - canule pointée : acier inoxydable - rose - sous emballage apyrogène - stérilisation oxyde d'éthylène
- Ampoule : NaCl 0,9% stérile - ampoule autocassable col large en verre de type I - 20 ml - pour rinçage et purge

Ces dispositifs sont remboursés dans le cadre de forfaits de consommables LPPR - consultez les sur www.ameli.fr



Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Blister rigide :

- film PVC
- papier 60 g/m²

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Accompagné d'une notice d'emploi.

Nombre de blisters / boîte : 1
Nombre de boîtes / carton : 10

Dimensions du blister : 250 x 140 mm
Dimensions de la boîte : 141 x 46 x 252 mm
Dimensions du carton : 263 x 247 x 290 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus courte.

Précautions d'emploi

Ampoule NaCl : pour rinçage et purge

Sac à déchets non imprimé : à jeter dans la poubelle adaptée après utilisation - hors perforants.