

MULTI DRAPS-HOUSSES DETACHABLES & JETABLES New Bedding®



1. Produit

1.1 Description

Multi Draps-housses détachables et jetables, fabriqués avec un Matériau double-face innovant et unique : absorbant/ ultra-doux d'un côté, imperméable de l'autre, avec élastiques de maintien.

1.2 Indications

Idéal en cas d'alitement, d'incontinence, de dépendance, risque infectieux ou parasitaire, manque de personnel.

1.3 Données techniques +/- 5% et composition

Matériau double-face : côté Absorbant & Ultra-doux : Viscose & Fibres de Bambou / Face étanche : Polyuréthane – avec élastiques de maintien. Ne contient pas de Latex, Phthalates, Plomb, retardants feu, solvants et autres toxiques chimiques.

2. Utilisation

2.1 Mode d'emploi

voir pack



2.2 Elimination

Jeter dans les déchets ménagers/DAOM ou, en cas d'infections, en DASRI. Suivre le protocole de l'établissement. Ne pas jeter aux toilettes. En cas d'incinération, ne rejette aucun dérivé chloré ni dioxine.

2.3 Précautions d'emploi

Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. En cas d'ingestion consulter un médecin et lui montrer l'emballage. Ne pas laisser à portée des enfants ou des personnes non responsables (risque d'étouffement). Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 2 ans. Ne pas dormir entre 2 draps.

3. Réglementaire

3.1 Conformité - Identification - Sécurité

Chaque produit est identifié par un numéro de lot, non périssable. Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Respecte les normes d'inflammabilité.

3.2 Code douanier

FEIN Number:81-4929440

4. Modèles disponibles, référence, dimensions et conditionnement

Réf.	Produit (SKU)	EAN Boîte	Nb SKU par carton	EAN carton	Taille carton (cm)	Poids carton (Kg)	Nb cartons par palette (80x120cm)
NBEDOR01	DR HELEWA NEWBEDDING DETACH BLOC 210x60x8CM	3661809030291	48	3661809030307	48x41x29	6,5	24
NBED9003	DR HELEWA NEWBEDDING DETACH LIT M 200x90x25CM 3C	3661809032295	24	3661809032301	71x29x46	12	18
NBED9005	DR HELEWA NEWBEDDING DETACH LIT M+ 200x90x25CM 5C	3661809032325	12	3661809032332	50x31x48	9,1	20
NBED1405	DR HELEWA NEWBEDDING DETACH LIT XL 200x140x25CM 5C	3661809030208	12	3661809030215	51x38x55	12	14
NBEDKID5	DR HELEWA NEWBEDDING DETACH LIT S 130x70x15CM 5C	3661809030260	24	3661809030277	42x38x34	8,2	26
NBEDDIS6	DR HELEWA NEWBEDDING KIT (3M+&3XL)	3661809030239	1	3661809030246	55x34x36	6,6	24

5. Fabricant



Fabriqué en Chine par Didactic s.a.s. (Etainhus, France) – Tél. : +33 (0) 2 35 44 93 93
 Pour plus d'information : www.drhelewa.care