


Echelle de Lit

L'échelle de lit offre un moyen facile pour s'asseoir ou changer de position dans le lit. Il suffit d'attacher les cordes situées aux extrémités de l'échelle aux pieds du lit et d'utiliser l'échelle pour vous redresser et vous mettre en position assise.



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Aide l'utilisateur à s'asseoir et se lever en toute autonomie

Attachez les cordes aux pieds du lit

Convient aux lits simples et doubles

Facile à utiliser

Poids maximum de l'utilisateur 127kg

Caractéristiques:

Dimensions (mm): 280x190x2850
Poids net (kg) :0.286
Diamètre de la Barre (mm) : 28
Longueur de la Barre (mm): 190
Couleur:Blanc

