

Mediset ® Pansement Méchage : plaies chroniques cavitaires

Set de soins



Référence
479142

Produit

Set de soins stérile à usage unique proposé lors de la réalisation de soins à domicile.
MediSet Pansement méchage - 5 soins est conforme aux exigences LPPR.
Les sacs à déchets sont conformes à la norme NF X 30 - 501 relative aux emballages pour déchets mous d'activité de soins à risques infectieux.

Indications / Classification

Set de soins proposé pour le nettoyage, méchage et la réfection des pansements pour plaies chroniques cavitaires avec peau péri-lésionnelle saine.

Mediset ® Pansement Méchage : plaies chroniques cavitaires est un dispositif médical de classe IIa (TÜV-0123).

Spécifications

Composition :

Dans une boîte :

5 blisters rigides 3 alvéoles stérilisés à l'oxyde d'éthylène comprenant (du haut vers le bas) :

- 1 champ imperméable 38 x 45 cm
- 1 pince anatomique 12,5 cm verte
- 1 pince à mors fins 12,6 cm grise
- 1 stylet
- 10 compresses en nontissé 10 x 10 cm

Hors blister :

- 5 pansements transparents stériles Hydrofilm : 10 x 15 cm
- 1 paire de ciseaux métalliques bouts pointus stériles
- 5 sacs à déchets de soins (perforants interdits)

Spécifications des composants :

- Champ imperméable : nontissé duplex (cellulose et polyéthylène) - 50 g/m² - 38 x 45 cm - coloris bleu
- Pince anatomique : polypropylène renforcé en fibre de verre - présentant une double denture - coloris vert - 12,5 cm
- Pince à mors fins : polypropylène renforcé à la fibre de verre - coloris gris - 12,5 cm
- Stylet : polyamide renforcé à la fibre de verre - coloris bleu - 14 cm
- Compresses : nontissé (polyester / viscose) - 30 g/m² - 10 x 10 cm
- Pansement Hydrofilm : film en polyuréthane - adhésif émulsion acrylique - transparent - perméable à la vapeur d'eau et à l'oxygène - imperméable à l'eau et aux bactéries - 10 x 15 cm - en pochette pelable papier-film - stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- Ciseaux : anneaux : ABS - lames : acier inoxydable - 13 cm - stérilisés par irradiation
- Sac à déchets : sac avec liens coulissants - polyéthylène - 400 x 350 mm - conforme à la norme française NF X 30-501 pour déchets mous d'activités de soins à risques infectueux - 15 L

Absence de latex.

Code LPPR : 1382883



Présentation / Conditionnement

En boîte, accompagné d'un protocole d'utilisation avec un numéro vert d'aide à la prescription.

Blister :

- film PVC

- papier 60g/m²

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Accompagné d'une notice d'emploi.

Nombre de blisters / boîte : 5

Nombre de boîtes / carton : 4

Dimensions du blister : 185 x 140 mm

Dimensions de la boîte : 282 x 188 x 92 mm

Dimensions du carton : 400 x 298 x 206 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus courte.