

F9024SSC – F9023SSC – F9024OSSC

ELETTRODI A PINZA PER ELETTROCARDIOGRAFIA IN MATERIALE RIVESTITO CON ARGENTO
CLAMP ELECTRODES FOR ECG IN SILVER COATED MATERIAL



F9024SSC



F9023SSC



F9024OSSC

Gli elettrodi periferici a pinza per elettrocardiografia FIAB possiedono caratteristiche che li rendono del tutto affidabili durante le registrazioni del segnale ECG con qualsiasi elettrocardiografo in commercio. La parte metallica degli elettrodi a pinza FIAB è rivestita con argento (Ag/AgCl) e consente una pulita e sicura trasmissione dei segnali ECG. Gli elettrodi a pinza FIAB, grazie all'attacco a vite ed a clip, possono essere collegati a tutti gli elettrocardiografi o monitor sia che questi abbiano connessioni maschio o a clip. Il prodotto è senza lattice e senza Nickel.

Sono disponibili in versione ADULT (F9024SSC), PEDIATRICA (F9023SSC) o SOVRAPPESO (F9024OSSC).

FIAB reusable peripheral clamp electrodes for ECG have features that make them absolutely reliable during signal recording with all different ECG devices on the market. The electrode metallic part is made of silver coated material, allowing a safe and clear signal transmission. FIAB peripheral electrodes, thanks to screw and clip connections, can be connected to all ECG devices and monitors with patient cable which have plug or snap connections. The product is latex-free and without Nickel. They are available in the following versions: ADULT (F9024SSC), PAEDIATRIC (F9023SSC) or OVERSIZE (F9024OSSC).

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

MODELLO REF	F9023SSC Pediatico - <i>paediatric</i>		F9024SSC Adulti - <i>adult</i>	F9024OSSC Sovrappeso - <i>oversize</i>
DESCRIZIONE DESCRIPTION	Elettrodi periferici a pinza per elettrocardiografia <i>Reusable peripheral clamp electrodes for ECG</i>			
MATERIALE ELETTRODO-RIVESTIMENTO ELECTRODE MATERIAL-COATING	METALLICO rivestito da ARGENTO CLORURATO (Ag/AgCl) <i>METALLIC coated with SILVER/SILVER CHLORIDE (SSC)</i>			
CONNESSIONE CONNECTION	UNIVERSALE - a vite con foro 4 mm ed a clip <i>UNIVERSAL - hole with screw (4 mm) and clip</i>			
MATERIALE PLASTICO PINZA (COLORE) PLASTIC CLAMP MATERIAL (COLOUR)	ABS NOVODUR BAYER		DURETHAN B30S (NYLON PA6) (Giallo, verde, rosso e nero- <i>Yellow, green, red and black</i>)	
DIMENSIONI PINZA CLAMP DIMENSIONS	20x85mm		30x130mm	
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe I <i>Directive 93/42/EEC and amendments. Class I medical device</i>			

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	4 pezzi in busta di polietilene 4 pcs in polyethylene pouch
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: 0°C ÷ +50°C – Umidità relativa: 20% ÷ 80% Temperature: 0°C ÷ +50°C – Relative humidity: 20% ÷ 80%
SCADENZA EXPIRY	5 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione 5 years from production date printed on packaging

52500911BR4D