

## TAPCOMP : Tapis d'amortissement pour lit bas Bords bizeautés / se plie en 3



Tapis à poser au pied du lit médical. Pourtour bizeauté et dessous anti-dérapant. Amorti et prévient des effets causés par les chutes au lit. Réalisé avec une mousse recouverte d'une housse en polyester enduite polyuréthane.

Se plie en 3 et se compacte grâce à une attache rapide. Se range très facilement dans la chambre. (Format plié : 75x55x20 cm)  
Poids : 2.100 kg

La housse amovible par ZIP se décontamine de surface ou se lave à 90°C.

Dimension: 75x160x2 cm

TAPCOMP

Minimum par 10 pcs

Sarl GETC CLINIBED  
1, Rue leuridan-Noclain  
59150 WATTRELOS  
[clinibed@clinibed.com](mailto:clinibed@clinibed.com)

