



FICHE TECHNIQUE

Set de soin pour plaie post-opératoire < 5cm² LPPR

Référence

40 06 42

FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN
Certifications : ISO 9001 / ISO 13485 / Annexe V et VII de la directive 93/42/CEE
Marquage CE Classe I stérile
Organisme notifié : TÜV RHEINLAND - 0197

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Présentation :
Boîte en carton

Composants :
3 set de pansement n°87 stériles
3 sacs jaunes à DASRI
3 pansements Medipore 10x10 cm stériles
3 pansements Tegaderm 10x12 cm stériles

1 notice

CARACTERISTIQUES

Fiche technique des composants
sur simple demande

COMPOSITION

STÉRILISATION

Par oxyde d'éthylène

EMBALLAGE

Conditionnement sous atmosphère contrôlée
Caractéristique boîte : carton
Caractéristique plastique : PE

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Boîte	carton	300 x 200 x 50 mm	1
Plastique	PE	470 x 650 x 150 mm	6 boîtes
Colis	carton	700 x 620 x 420 mm	48 boîtes

8/09/2004