

LA CHAISE DE DOUCHE INCLINABLE INCLINIA

Chaise de douche inclinable :
avec bascule d'assise et appui-tête !

- Bascule d'assise de -6.5° à 25.5° par vérins à gaz
- Appui-tête réglable et amovible
- Accoudoirs relevables et réglables en hauteur
- Assise souple avec ouverture hygiénique avant
- Dossier ergonomique et amovible
- Seau et glissières inclus et amovible
- Repose-pieds à balanciers escamotables
- Roues 5 pouces avec 4 freins de direction
- Composition Aluminium
- Disponible avec roues 24"



DIMENSIONS :

- Largeur d'assise : 44.5 cm
- Largeur totale de la chaise : 57 cm
- Largeur entre les accoudoirs : 46,5 cm
- Hauteur d'assise : 53.5 cm, 56 cm ou 58.5 cm
- Inclinaison : -6.5° à 25.5°
- Poids total : 15,1kg
- Charge Maxi : 130 kg