


## DKINT 3: Drap Housse élastiqué pour table de Kinésithérapie avec passage de tête Modèle La Centrale Médicale



Pour la protection des tables de Kinésithérapie ou d'Ostéopathie.  
Drap housse élastiqué pour protéger la table, facile à poser. Avec insert pour passage de tête.  
En Clinicare M1, enduction polyuréthane imperméable. Souple et confortable pour le patient. Se décontamine entre chaque patient avec une lingette ou un spray du Laboratoire ANIOS (Surfa'Safe...). Se lave aussi à 90°C (pas de chlore).  
Couleur bleu nuit

DKINT3 : Drap housse bactériostatique avec passage tête....70x186x8 cm

Minimum par 10 pcs par coloris taille

Sarl GETC CLINIBED  
1, Rue leuridan-Noclain  
59150 WATTRELOS  
[clinibed@clinibed.com](mailto:clinibed@clinibed.com)

