

# CERTIFICAT

## NF 302 Emballages pour déchets d'activités de soins

### NF 302 Packaging for sharp waste from medical activities

Délivré à / granted to

**PAROLAI STIL'ECO**

ZA de la Grande Ile - 20 rue Paul Heroult

FRANCE 38190 VILLARD BONNOT

**Pour les produits suivants / For the following products**

**BOITE ET MINI-COLLECTEURS POUR DECHETS PERFORANTS**

**STIL'ECO MAXI, PACTO +, ESSENTIA +**

Packaging for sharp wastefrom medical activities

STIL'ECO MAXI, STIL'ECO PACTO +, STIL'ECO ESSENTIA +

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

**Fabriqués dans l'usine :**

**Manufactured in production plant :**

-

FRA 73330 BELMONT TRAMONET

**Numéro d'identification :**

**05/01**

**Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF  
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :**  
**NF EN ISO 23907-1 : 2019**

**En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF  
à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies  
par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus**

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :  
NF EN ISO 23907-1 : 2019

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the  
aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



**Date de début de validité** 04 octobre 2021  
Effective date

**Date de fin de validité** 30 octobre 2023  
Expiry date

Certificat n° 37840 révision 1  
Modifie le certificat 37840-0



Pour le Directeur Général  
The General Director

**Responsable du Pôle Certification Environnement, Sécurité et  
Performance**

Head of the Environment, Safety and Performance Certification  
Department

**Laboratoire national de métrologie et d'essais** • Etablissement public à caractère industriel et commercial

Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37

info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 - NAF : 7120B - TVA : FR 92 313 320 244

**ANNEXE AU CERTIFICAT**  
**N° 37840 Rev.1**  
**APPENDIX TO CERTIFICATE**

**Emballages pour déchets d'activités de soins**  
*Packaging for wastes from medical activities*

<b>Référence / Reference : STIL'ECO ESSENTIA (*) (**)</b>			
<b>Volume nominal (L)</b> <i>Nominal volume (L)</i>	<b>Volume de remplissage (L)</b> <i>Fill volume (L)</i>	<b>Volume total (L)</b> <i>Total volume (L)</i>	<b>Formulation</b> <i>Composition</i>
0,60	0,51	0,63	PP 410
0,80	0,69	0,82	PP 410
1,10	0,93	1,13	PP 410

<b>Référence / Reference : STIL'ECO MAXI (couverture avec ou sans clapet) (*)</b>			
<b>Volume nominal (L)</b> <i>Nominal volume (L)</i>	<b>Volume de remplissage (L)</b> <i>Fill volume (L)</i>	<b>Volume total (L)</b> <i>Total volume (L)</i>	<b>Formulation</b> <i>Composition</i>
9,00	6,73	8,06	PP 410
11,00	8,33	10,11	PP 410
13,00	9,98	12,19	PP 410

<b>Référence / Reference : STIL'ECO ESSENTIA + (*) (**)</b>			
<b>Volume nominal (L)</b> <i>Nominal volume (L)</i>	<b>Volume de remplissage (L)</b> <i>Fill volume (L)</i>	<b>Volume total (L)</b> <i>Total volume (L)</i>	<b>Formulation</b> <i>Composition</i>
2,00	1,56	2,00	PP 401
3,00	2,00	2,91	PP 401
4,50	3,30	4,29	PP 401
6,50	4,89	6,05	PP 401

**ANNEXE AU CERTIFICAT**  
**N° 37840 Rev.1**  
**APPENDIX TO CERTIFICATE**

**Emballages pour déchets d'activités de soins**  
*Packaging for wastes from medical activities*

<b>Référence / Reference : STIL'ECO PACTO + (*)</b>			
<b>Volume nominal (L)</b> <i>Nominal volume (L)</i>	<b>Volume de remplissage (L)</b> <i>Fill volume (L)</i>	<b>Volume total (L)</b> <i>Total volume (L)</i>	<b>Formulation</b> <i>Composition</i>
2,00	1,56	2,00	PP 410 PP 401
3,00	2,00	2,91	PP 410 PP 401
4,50	3,30	4,29	PP 410 PP 401
6,50	4,89	6,05	PP 410 PP 401

(\*) Autoclavable à 134 °C pendant 18 minutes / *Autoclavable at 134°C during 18 minutes*

(\*\*) Modèles pouvant être équipés d'un couvercle vert à l'usage des patients en autotraitement / *Models that may be equipped with a green lid for use by self-treating patients*

**Le détail des homothéties et formulations est donné dans l'annexe technique AT-05/01-rev.1.**  
*Homotheties and compositions are detailed within the technical annex AT-05/01-rev.1.*

– **FIN DE LISTE** –  
 – *END OF LIST* –