



La ceinture abdominale Vulpés thermo-régulée est le produit à proposer à vos patients. Sa chaleur calme les douleurs et les crampes de la région abdominale. Elle se place facilement autour de l'abdomen et peut se poser à même la peau grâce à sa surface douce et veloutée.



Déclinaisons :
M (85 - 120 cm) | S (60 - 90 cm)

Elle est particulièrement adaptée aux douleurs rencontrées par les femmes tout au long de leur vie. Elle a été développée par des femmes pour aider d'autres femmes à lutter contre les douleurs de l'endométriose et les douleurs menstruelles.

La ceinture abdominale Vulpés, la chaleur contre les douleurs :

- Chaleur réglable via l'application de 0 à 60° en quelques minutes.
- Technologie de pointe utilisant le graphène : permet une distribution constante de la chaleur et un confort accru.
- Vulpés utilise les dernières technologies :
 - > Bluetooth Low Energy 5.0 : connexion rapide avec le smartphone.
 - > Réglages de température, activation et désactivation via la voix pour les appareils iOS.
- Arrêt automatique de la minuterie réglable de 5 à 30 minutes.
- Composée en matière ultra douce et chaude : la Teddy superflausch, isolante, résistante et réconfortante.
- Contrôle dynamique de la chaleur grâce à un capteur de température intégré qui permet d'équilibrer les différences de température importantes et la surchauffe en cas d'augmentation de la température ambiante.
- Durée de vie exceptionnelle grâce à sa fermeture velcro haute qualité (15 fois plus résistant qu'un velcro classique).
- Peut être portée sous vos vêtements sans être remarquée.

Caractéristiques :

Références	1171L, 1170L
Alimentation	Batterie
Garantie	1 an
Livré avec	Ceinture, mode d'emploi, batterie externe (powerbank 5000 mAh), câble secteur
Norme	Norme CE
Taille	S (60 - 90 cm) M (85 - 120 cm)
Réglage de la température	45° (voyant vert) 50° (voyant orange) 60° (voyant rouge)
Autonomie	2 heures 30 minutes (avec batterie) illimitée (avec câble secteur)
Temps de chargement	2 heures