



FICHE TECHNIQUE GANTS D'EXAMEN NITRILE SANS POUVRE MEDI-TRIL PLUS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les gants d'examen à usage unique sans poudre « MEDI-TRIL PLUS » sont produits à partir de Nitrile sans protéine ni latex. Ils sont ambidextres, non. Les poignets sont roulés.

Ils respectent les normes EN 455 parties 1,2 et 3. Ce sont des dispositifs médicaux de classe I.

Ils respectent les normes EN 374-1 et EN374-5. Ces sont des EPI de catégorie III et possède un certificat CE d'examen de type délivré par un organisme notifié.

Les gants MEDI-TRIL PLUS respectent aussi les normes d'alimentarité.

DIMENSIONS

Taille	Poids du gant (g)	Largeur de la paume de la main (mm)	Longueur (mm)
XS	2.9 ± 0.2	≤ 80	≥ 240
S	3.3 ± 0.2	80 ± 10	≥ 240
M	3.4 ± 0.2	95 ± 10	≥ 240
L	3.8 ± 0.2	110 ± 10	≥ 240
XL	4.2 ± 0.2	≥ 110	≥ 240

COULEUR

Bleu ciel

REFERENCES

Taille	Taille	Conditionnement
A1411	XS	100 gants ± 2 par boîte. 10 boîtes / carton
A1412	S	
A1413	M	
A1414	L	
A1415	XL	