

e-mega

precision meets efficiency.



e-mega aneroid sphygmomanometer

State of the art aneroid palm style sphygmomanometer available as 1- and 2-tube version with disinfectable latex-free one-piece cuffs.

- Fast inflation of the cuff due to new ergonomic spoon design.
- Lifelong precision due to almost non-aging precision movement, with specially tempered copper-beryllium diaphragm for pressure-loading capacity up to 600 mm Hg.

- Large manometer scale (\varnothing 63 mm) and optimized scale and pointer design for better readability of values.
- High-polished manometer surface, easy to disinfect.
- Maximum error tolerance +/- 3 mm Hg.
- Microfilter protects air release valve and measuring system.

- e-mega with disinfectable bladderless cuff for adults, 1-tube
- e-mega with disinfectable bladderless cuff for adults, 2-tube

- Disinfectable and washable one-piece cuffs in different sizes.
- Comfort – air release valve, wearfree, with fine adjustment.

- Available as 1-tube and 2-tube model with plug-in connection.
- Completely latex-free version with shock-protecting polycarbonate casing.
- Delivery includes one-piece cuff and vinyl zipper bag.

- white Art. No.: 1370-150
 white Art. No.: 1371-151

- black Art. No.: 1375-150
 black Art. No.: 1376-151



e-mega Aneroid-Blutdruckmessgerät

Modernes aneroides Blutdruckmessgerät mit desinfizierbaren polsterlosen Manschetten, erhältlich als 1-Schlauch und 2-Schlauch Ausführung.

- Schnelles Aufpumpen der Manschette durch optimiertes Löffeldesign.
- Lebenslange Präzision durch nahezu alterungsfreies und druckresistentes Messystem bis zu 600 mm/Hg.
- Große Skala (\varnothing 63mm) und optimiertes Skalen- und Zeigerdesign für gute Ablesbarkeit.
- Hochglanzpolierte leicht zu desinfizierende Oberflächen.
- Maximale Fehlertoleranz von +/- 3mmHg.
- mit desinfizierbarer polsterloser Manschette für Erwachsene, 1-Schlauch
- mit desinfizierbarer polsterloser Manschette für Erwachsene, 2-Schlauch

- Desinfizierbare und waschbare polsterlose Manschetten in verschiedenen Größen
- Präzises und verschleißfreies Komfort-Luftablassventil mit Feineinstellung

- Mikrofilter schützt Luftablassventil und Messsystem.
- Erhältlich als 1-Schlauch und 2-Schlauch Ausführung mit Steckverbindung.
- Komplett latexfreie Ausführung mit Gehäuse aus stoßgeschütztem Polycarbonat.
- Lieferung inkl. Manschette in einer Vinyl-Reißverschlussetasche.

<input type="checkbox"/> weiß	Art.-Nr.: 1370-150	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	Art.-Nr.: 1375-150
<input type="checkbox"/> weiß	Art.-Nr.: 1371-151	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	Art.-Nr.: 1376-151

e-mega tensiomètre anéroïde

Tensiomètre anéroïde moderne avec brassards sans poche, stérilisable, disponible en version 1 ou 2 tubes.

- Gonflage rapide du brassard grâce à sa poignée-cuillère optimisée.
- Précision à vie grâce à un système de mesure résistant aux pressions et non-vieillissant, avec membrane en alliage de cuivre au beryllium à trempe spéciale, résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg.
- Grand cadran (\varnothing 63mm), système aiguille et graduation optimisé pour une bonne lisibilité.
- Surfaces poli miroir et facile à stériliser.
- Tolérance erreurs maximum de +/- 3mm/Hg.
- Microfiltre qui protège la vanne de décompression et le système de mesure.
- avec brassard sans poche stérilisable, pour adultes, 1 tube
- avec brassard sans poche stérilisable, pour adultes, 2 tubes

- Brassard sans poche, désinfectable et lavable, plusieurs tailles disponibles.

- Confort: valve de décompression sans usure, avec ajustement précis.
- Disponible en version 1 tube/2 tubes avec connecteur.
- Version complètement sans Latex avec boîtier en polycarbonate, protection anti-choc.
- Livraison cpl. avec brassard dans un étui vinyle à fermeture éclair.

<input type="checkbox"/> blanc	Réf.: 1370-150	<input checked="" type="checkbox"/> noir	Réf.: 1375-150
<input type="checkbox"/> blanc	Réf.: 1371-151	<input checked="" type="checkbox"/> noir	Réf.: 1376-151

e-mega esfigomanómetro aneroide

Esfigomanómetro aneroide moderno con brazalete desinfectable de una sola pieza, presentación: disponible de 1 tubo y de 2 tubos.

- Inflado rápido del brazalete a través de su óptimo diseño de la cuchara.
- Larga precisión y vida útil por ser casi libre de envejecimiento y por su sistema de medición resistente a la presión de hasta 600 mm/Hg.
- Tamaño de la escala (\varnothing 63mm) escala optimizada y diseño de la aguja para una buena lectura.
- Acabado pulido para una ligera desinfección de superficies.
- Máxima tolerancia de error +/- 3mm/Hg.
- Microfiltro que protege la válvula de purga de aire y el sistema de medición.
- con brazalete desinfectable de una sola pieza para adultos 1- tubo
- con brazalete desinfectable de una sola pieza para adultos 2- tubos

- Brazalete desinfectable, lavable en diferentes tamaños.

- Confort - Válvula de purga de aire con fino ajuste.
- Disponible con 1- y 2- tubos con conectores.
- Presentación completamente libre de latex con coraza de policarbonato protegida contra caídas.
- Se entrega incluyendo brazalete en un bolso de vinilo con cremallera.

<input type="checkbox"/> blanco	Art.-No.: 1370-150	<input checked="" type="checkbox"/> negro	Art.-No.: 1375-150
<input type="checkbox"/> blanco	Art.-No.: 1371-151	<input checked="" type="checkbox"/> negro	Art.-No.: 1376-151

Sfigomanometro aneroide e-mega

Sfigomanometro aneroide moderno con bracciali senza camera d'aria disinfeccibili. Disponibili sia ad un tubo che a due tubi.

- Gonfiaggio rapido dei bracciali grazie al disegno ottimizzato del cucchiaio.
- Precisione permanente grazie al sistema di misurazione inalterabile nel tempo e resistente ad alte pressioni fino a 600 mm/Hg.
- Manometro grande (\varnothing 63mm) e disegno delle scale e lancette ottimizzato per una leggibilità maggiore.
- Superficie lucidate per una disinfezione più semplice.
- Tolleranza d'errore massima: +/- 3mm/Hg.
- con bracciale disinfeccibile adulti senza camera d'aria per adulti, 1 tubo
- con bracciale disinfeccibile adulti senza camera d'aria per adulti, 2 tubi

- Bracciali senza camera d'aria disinfeccibili e lavabili, disponibili in diverse taglie.
- Valvola di sfioro comfort con regolazione di precisione.

- Con microfilter per la protezione della valvola di sfioro e del sistema di misurazione.
- Disponibili sia ad un tubo che a due tubi con attacco a innesto.
- Strumento completamente latex free, con scocca in policarbonato antiurto.
- Fornito completo di bracciale e una borsa in vinile.

<input type="checkbox"/> bianco	No. 1370-150	<input checked="" type="checkbox"/> nero	No. 1375-150
<input type="checkbox"/> bianco	No. 1371-151	<input checked="" type="checkbox"/> nero	No. 1376-151

e-mega анероидный тонометр

Современный прибор для измерения артериального давления с одинарным или двойным шлангами, в комплекте с дезинфицируемой однокомпонентной манжетой без латекса.

- Быстрое накачивание манжеты благодаря новому эргономичному дизайну рукоятки.
- Дезинфицируемые, пригодные для стирки в машине при температуре 60 градусов С однокомпонентные манжеты.
- Практичный дизайн шкалы прибора \varnothing 63мм удобен в применении и гарантирует прекрасную считываемость.
- Глянцевое отполированное покрытие прибора легко чистить.
- Максимальная допустимая погрешность прибора +/- 3мм р.с.
- Микрофильтр защищает спускной клапан и измерительную систему.
- Доступны модели тонометра как с одним так и с двумя шлангами.
- Легкая смена манжет – шланг легко одевается на конектор прибора.
- с дезинфицируемой манжетой для взрослых, 1 шланговый
- с дезинфицируемой манжетой для взрослых, 2 шланговый

- Медно - бериллиевая мембрана предохраняет тонометр от избыточного давления и гарантирует длительный срок службы прибора, выдерживает избыточное давление до 600 мм рт.ст.
- Неизнашивающийся прецизионный спускной клапан точной настройки.
- Модель изготовлена без использования латекса в поликарбонатном корпусе.
- Поставляется в комплекте с однокомпонентной манжетой, в виниловой сумке на молнии.

<input type="checkbox"/> белый	№ 1370-150	<input checked="" type="checkbox"/> черный	№ 1375-150
<input type="checkbox"/> белый	№ 1371-151	<input checked="" type="checkbox"/> черный	№ 1376-151