



[Fiche technique]

Kit 4 attelles à dépression DMT en PVC

Réf. 100090

Kit de 4 attelles, 1 pompe à dépression et 1 sac

Réalisées en toile polyester enduite PVC, billes en vrac, pour une immobilisation facile, y compris en cas de fracture avec déformation du membre ou déplacement.

Souplesse autorisant une pose sans douleur supplémentaire pour la victime.

Aspect lisse garantissant un nettoyage aisé pour une bonne hygiène.

Vanne $\frac{1}{4}$ de tour.

Radiotransparent. Compatible IRM et scanner.

Sangles soudées à l'attelle avec attache rapide.

Informations complémentaires

Dépression Max -800 hPa.

Caractéristiques techniques

Marque	Dumont Sécurité
Composition de l'ensemble	Kit composé de : Attelle avant-bras 54 x 36 x 21 cm - 2 sangles Attelle bras 70 x 48 x 32 cm - 4 sangles Attelle jambe enfant 86 x 58 x 43 cm - 5 sangles Attelle jambe adulte 107 x 66 x 28 cm - 6 sangles Sac de transport Pompe à dépression
Couleur	Face extérieure : Rouge. Face intérieure : Gris
Garantie	3 ans
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Accessoires et Consommables	Réf. 100888 - Kit de réparation PVC pour attelles et matelas à dépression DMT

Photos



Attelle à dépression PVC - Kit complet de 4

Attelle à dépression PVC