


TABOURET DE DOUCHE ROND ESTEBAN JOLETI

joleti

- ▶ Tabouret de douche stable, réglable en hauteur.
- ▶ Pieds en aluminium, inclinés vers l'extérieur pour une meilleure stabilité.
- ▶ Équipé d'embouts permettant une bonne adhérence sur les sols inégaux et humides.
- ▶ Assise antidérapante en polypropylène.
- ▶ Poids : 2,4 kg
- ▶ Couleur : gris + Pieds noirs
- ▶ **Charge maxi : 200 kg**
- ▶ **Garantie : 2 ans**



RÉFÉRENCE

18 20 355 000

DÉSIGNATION

Tabouret de douche rond ESTEBAN JOLETI

RÉFÉRENCE FOURNISSEUR

344420

MD



Origine : Chine



LA
CENTRALE
MÉDICALE

La Centrale Médicale
ZI de la Petite Dimerie
15, rue du 11 Novembre
62310 FRUGES (FRANCE)



Hangzhou Royal Craft Imp Exp Co., LTD.
Room 2403-2404 Yinfeng Building,
No. 1505 Binsheng Road, HANGZHOU, China

EC REP

M/s CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/ Horacio Lengo N° 18,
CP 29006, Málaga, SPAIN