

# Globus Magnum XL Pro



## Codes produits :

Référence : 151264

## Caractéristiques du produit :

Canaux: 2 voies  
Traitements: Beauté  
Traitements: Réhabilitation  
Traitements: Fitness  
Nbre de programmes: 46  
Fréquences: 5 à 200 Hz  
Intensité: 400 Gauss (200 Gauss / canal)  
Longueur: 16 cm  
Largeur: 10 cm  
Épaisseur: 3,5 cm  
Poids: 296 g  
Alimentation: Secteur 220/230 V AC  
Garantie: 2 ans

## Description brève du produit :

Le Globus Magnum XL pro est un appareil de magnétothérapie à champ magnétique pulsé à basse fréquence, équipé de 2 canaux indépendants. Il est idéal pour traiter en profondeur et en surface. Avec 46 programmes, une intensité de 500 Gauss de Pic (250 x 2 canaux) et 200 Gauss en Moyenne (100 x 2 canaux), il offre une solution polyvalente pour diverses pathologies.

## Description du produit :

Le **Magnum XL Pro de Globus est un appareil de magnétothérapie** à champ magnétique pulsé à basse fréquence, doté de deux sorties (2 canaux indépendants), idéal pour traiter en profondeur diverses pathologies.

Avec une puissance de 500 Gauss de Pic (250 x 2 canaux) et 200 Gauss en Moyenne (100 x 2 canaux), ajustable par paliers de 5, cet appareil offre une flexibilité adaptée aux besoins spécifiques de chaque traitement. Spécifiquement conçu pour la magnétothérapie à champs magnétiques pulsés à basse fréquence, le Magnum Pro XL représente une approche thérapeutique avancée. Pratique et polyvalent, cet appareil permet de traiter efficacement de grandes surfaces, comme le dos, ainsi que des zones plus localisées, telles que le poignet. Son utilisation intuitive et ses paramètres ajustables en font un outil idéal pour les professionnels de la physiothérapie et les utilisateurs recherchant une solution complète de magnétothérapie.

Les points forts du Magnum XL Pro

- **2 canaux indépendants.**
- **46 programmes pré-installés.**
- **15 programmes libres.**
- **Solénoïdes de nouvelle génération** : possibilité de traiter des pathologies superficielles ou profondes à l'aide d'un nouveau solénoïde spécial (*conçu par Globus en collaboration avec des centres de physiothérapie*).
- **Équipé d'un écran graphique rétro-éclairé** : permet la visualisation de tous les paramètres et la facilité des commandes rend l'appareil complet et facile à utiliser.

## 46 Programmes 32 SANTÉ & REHAB

- Fractures
  - Fractures de l'épaule
  - Fractures de la clavicule
  - Fractures de l'avant-bras
  - Fractures de la hanche
  - Fractures du tibia
  - Fractures du poignet
  - Fractures du col du fémur
  - Fractures du scaphoïde
- 
- Consolidation retardée des fractures
  - Coiffes des rotateurs
  - Tunnel carpien
  - Douleurs dorsales
  - Arthrose
  - Ostéoporose
- 
- Arthrose cervicale
  - Arthrose de la main
  - Arthrose de l'épaule
  - Arthrose de la colonne vertébrale
  - Arthrose du genou
  - Arthrose de la hanche
- 
- Prothèse de hanche
  - Post-chirurgie du LCA
  - Nettoyage du genou
  - Prothèse de genou
  - Epitrochléite
  - Epicondylite
  - Tendinite
  - Edèmes - Contusions
  - Douleurs articulaires
  - Entorse de la cheville
  - Arthrite

## 14 BEAUTÉ & FITNESS

- Drainage de l'abdomen
- Drainage des membres supérieurs
- Drainage des cuisses, fessiers, hanches
- Cellulite de l'abdomen
- Cellulite des membres supérieurs
- Cellulite de la cuisse, du fessier et de la hanche
- États œdémateux
- Jambes gonflées
- Traitement réactivant
- Régénération des tissus
- Acné
- Cicatrices
- Rides du visage
- Vergetures

## 15 LIBRES

Créez jusqu'à 15 programmes libres, pour vous adapter au mieux aux besoins de chaque patient.

La magnétothérapie Pour lutter contre l'arthrose et les douleurs articulaires, les oedèmes osseux, l'inflammation,

l'ostéoporose et les fractures osseuses.

Les champs électromagnétiques pulsés (CÉMPs) générés par les appareils GLOBUS de la ligne Magnum sont des ondes électromagnétiques à basse fréquence capables d'aider les structures osseuses et articulaires à renforcer leur microstructure lorsqu'elle est endommagée ou affaiblie.

La magnétothérapie est la kinésithérapie la plus utilisée à domicile pour les douleurs et les problèmes ostéoarticulaires.

GLOBUS est le leader incontesté de cette technologie depuis des années, garantissant un appareil fiable, simple d'utilisation et extrêmement efficace. Nos produits sont tous certifiés comme dispositifs médicaux et les programmes qu'ils contiennent sont le résultat d'une recherche constante et d'une mise à jour bibliographique.

## Indications

La magnétothérapie Globus est extraordinairement efficace pour réactiver le métabolisme des tissus et stimuler les structures squelettiques et articulaires compromises par les traumatismes, le stress ou encore le vieillissement.

## ARTHROSE ET DOULEURS ARTICULAIRES FRACTURES ET RETARDS DE CONSOLIDATION ŒDÈMES OSSEUX INFLAMMATIONS BEAUTÉ & FITNESS ARTHROSE ET DOULEURS ARTICULAIRES

Le signal électromagnétique pénètre dans les structures articulaires et exerce un effet anti-inflammatoire, réactivant le métabolisme des os et des cartilages. Des études ont montré des réductions évidentes de la raideur articulaire après quelques séances de magnétothérapie, avec d'énormes avantages pour la réalisation des activités quotidiennes, sans douleur et avec une plus grande liberté de mouvement.

## FRACTURES ET RETARDS DE CONSOLIDATION

La magnétothérapie favorise la guérison des fractures, avec une incidence plus faible d'événements négatifs tels que des retards de consolidation, l'ostéonécrose ou la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale. De plus, l'application de la magnétothérapie réduit considérablement la douleur post-fracture. La thérapie peut également être utilisée sur des plâtres et des orthèses.

## ŒDÈMES OSSEUX

Des douleurs très intenses sont les premiers symptômes de l'œdème du spongieux osseux, une pathologie très fréquente causée par une accumulation excessive de liquide dans les structures de l'os concerné. La magnétothérapie est la thérapie physique la plus prescrite par les médecins en cas d'œdème osseux et agit en réduisant la douleur et l'inflammation dans la zone touchée et en stimulant la régénération du tissu osseux.

## INFLAMMATIONS

La magnétothérapie est également très utile en cas d'inflammations aiguës (après traumatismes, entorses ou chirurgie) et chroniques (tendinites à l'épaule, au genou, au canal carpien, épicondylite, etc). La thérapie améliore la récupération fonctionnelle et limite l'utilisation de médicaments anti-inflammatoires.

## BEAUTÉ & FITNESS

L'appareil Globus Magnum XL est également préconisé pour :

- Drainage
- Cellulite
- États œdémateux
- Enflure jambes
- Traitement réactivant
- Régénération tissulaire
- Acné
- Cicatrices
- Rides du visage
- Vergetures.

Les caractéristiques de l'appareil de magnétothérapie Globus Magnum XL Pro

- Canaux : 2 canaux indépendants
- Fréquence réglable : 5 - 200 Hz (step de 1)

- Intensité émise :
  - 200 Gauss en moyenne par canal
  - 400 Gauss en moyenne sur l'ensemble (pour 2 canaux)
- Cycle de travail : 5 - 50 %
- Taille de l'écran : 2,6"
- Alimentation : secteur
  
- Dimensions : 10 x 16 x 3,5 cm
  
- Poids : 296 g

#### Composition du set Globus Magnum XL Pro :

- 1 appareil de magnétothérapie Magnum XL Pro
- 2 Solénoïdes flexibles (300 x 100 mm)
- 1 bloc d'alimentation
- 1 Test Magnum
- 1 sac de transport
  
- 1 manuel d'utilisation

#### Accessoire en option :

- Solénoïde flexible
- Batterie rechargeable

#### Attributs du produit :