

Globus Magnum XL



Codes produits :

Référence : 151261

Caractéristiques du produit :

Canaux: 2 voies
Traitements: Douleurs
Traitements: Beauté
Traitements: Réhabilitation
Traitements: Fitness
Nbre de programmes: 26
Fréquences: 5 à 200 Hz
Intensité: 280 Gauss (140 Gauss / canal)
Longueur: 16 cm
Largeur: 10 cm
Épaisseur: 3,5 cm
Poids: 296 g
Alimentation: Secteur 220/230 V AC
Garantie: 2 ans

Description brève du produit :

L'appareil de magnétothérapie Globus Magnum XL à champ magnétique pulsé est équipé de deux canaux indépendants. Idéal pour traiter les pathologies nécessitant une action en profondeur, cet appareil propose 26 programmes adaptés.

Profitez d'une intensité de 140 Gauss par canal, totalisant une moyenne de 280 Gauss avec des solénoïdes flexibles. Découvrez une approche moderne pour améliorer votre santé et votre qualité de vie.

Description du produit :

Le **Magnum XL est un dispositif de magnétothérapie** à champ magnétique pulsé à basse fréquence, doté de deux sorties indépendantes (2 canaux). Il se distingue par son efficacité dans le traitement de pathologies nécessitant une action en profondeur. Avec ses 26 programmes, comprenant 16 dédiés à la rééducation et 10 axés sur le fitness et l'esthétique, le Magnum XL offre des séances de rééducation complètes et personnalisées, répondant ainsi de manière optimale aux besoins spécifiques de chaque patient.

Les points forts du Globus Magnum XL

- **2 canaux** indépendants.
- Permet de traiter aussi bien les petites zones (poignet...) que les grandes zones (dos).
- **Solénoïdes de nouvelle génération** : possibilité de traiter des pathologies superficielles ou profondes à l'aide d'un nouveau solénoïde spécial (*conçu par Globus en collaboration avec des centres de physiothérapie*).
- **Applications spécifiques** : traitements orthopédiques, musculaires, os-tendons et action anti-âge des tissus.

26 Programmes

16 SANTÉ & REHAB

- Fracture
- Fracture de l'épaule
- Fracture de l'avant-bras
- Fracture du tibia
- Fracture du poignet
- Consolidation retardée de la fracture
- Inflammation de la coiffe des rotateurs
- Tunnel carpien
- Douleurs dorsales
- Arthrose
- Ostéoporose
- Arthrose cervicale
- Arthrose de la main
- Arthrose de l'épaule
- Arthrose de la colonne vertébrale

10 BEAUTÉ & FITNESS

- Drainage
- Cellulite
- États œdémateux
- Jambes gonflées
- Traitement réactivant
- Régénération des tissus
- Acné
- Cicatrices
- Rides du visage
- Vergetures

La magnétothérapie Pour lutter contre l'arthrose et les douleurs articulaires, les oedèmes osseux, l'inflammation, l'ostéoporose et les fractures osseuses.

Les champs électromagnétiques pulsés (CÉMPs) générés par les appareils GLOBUS de la ligne Magnum sont des ondes électromagnétiques à basse fréquence capables d'aider les structures osseuses et articulaires à renforcer leur microstructure lorsqu'elle est endommagée ou affaiblie.

La magnétothérapie est la kinésithérapie la plus utilisée à domicile pour les douleurs et les problèmes ostéoarticulaires.

GLOBUS est le leader incontesté de cette technologie depuis des années, garantissant un appareil fiable, simple d'utilisation et extrêmement efficace. Nos produits sont tous certifiés comme dispositifs médicaux et les programmes qu'ils contiennent sont le résultat d'une recherche constante et d'une mise à jour bibliographique.

Indications

La magnétothérapie Globus est extraordinairement efficace pour réactiver le métabolisme des tissus et stimuler les structures squelettiques et articulaires compromises par les traumatismes, le stress ou encore le vieillissement.

ARTHROSE ET DOULEURS ARTICULAIRES FRACTURES ET RETARDS DE CONSOLIDATION ŒDÈMES OSSEUX INFLAMMATIONS BEAUTÉ & FITNESS ARTHROSE ET DOULEURS ARTICULAIRES

Le signal électromagnétique pénètre dans les structures articulaires et exerce un effet anti-inflammatoire, réactivant le métabolisme des os et des cartilages. Des études ont montré des réductions évidentes de la raideur articulaire après quelques séances de magnétothérapie, avec d'énormes avantages pour la réalisation des activités quotidiennes, sans douleur et avec une plus grande liberté de mouvement.

FRACTURES ET RETARDS DE CONSOLIDATION

La magnétothérapie favorise la guérison des fractures, avec une incidence plus faible d'événements négatifs tels que des retards de consolidation, l'ostéonécrose ou la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale. De plus, l'application de la magnétothérapie réduit considérablement la douleur post-fracture. La thérapie peut également être utilisée sur des plâtres et des orthèses.

ŒDÈMES OSSEUX

Des douleurs très intenses sont les premiers symptômes de l'œdème du spongieux osseux, une pathologie très fréquente causée par une accumulation excessive de liquide dans les structures de l'os concerné. La magnétothérapie est la thérapie physique la plus prescrite par les médecins en cas d'œdème osseux et agit en réduisant la douleur et l'inflammation dans la zone touchée et en stimulant la régénération du tissu osseux.

INFLAMMATIONS

La magnétothérapie est également très utile en cas d'inflammations aiguës (après traumatismes, entorses ou chirurgie) et chroniques (tendinites à l'épaule, au genou, au canal carpien, épicondylite, etc). La thérapie améliore la récupération fonctionnelle et limite l'utilisation de médicaments anti-inflammatoires.

BEAUTÉ & FITNESS

L'appareil Globus Magnum XL est également préconisé pour :

- Drainage
- Cellulite
- États œdémateux
- Enflure jambes
- Traitement réactivant
- Régénération tissulaire
- Acné
- Cicatrices
- Rides du visage
- Vergetures.

Les caractéristiques de l'appareil de magnétothérapie Globus Magnum XL

- Canaux : 2 canaux indépendants
- Fréquence réglable : 5 - 200 Hz
- Intensité émise :
 - 140 Gauss en moyenne par canal
 - 280 Gauss en moyenne sur l'ensemble (pour 2 canaux)
- Cycle de travail : 5 - 50%
- Taille de l'écran : 2,6"
- Alimentation : secteur ou batterie rechargeable (non incluse)
- Dimensions : 10 x 16 x 3,5 cm
- Poids : 280 g
- Garantie : 2 ans

Composition du set Globus Magnum XL :

- 1 appareil de magnétothérapie MAGNUM XL
- 1 Solénoïde flexible (330 x 110 mm)
- 1 bloc d'alimentation
- 1 sac de transport

- 1 manuel d'utilisation

Accessoire en option :

- Solénoïde flexible

Attributs du produit :