


Globus Elite SII



Codes produits :

Référence : 182073

Caractéristiques du produit :

Canaux: 2 voies
Traitements: Douleurs
Traitements: Incontinence
Traitements: Sport
Traitements: Sport prévention
Traitements: Beauté
Traitements: Réhabilitation
Traitements: Fitness
Nbre de programmes: 100
Fréquences: 0 à 150 Hz
Intensité: 0 à 100 mA
Forme d'onde: Biphase symétrique 100% compensée
Largeur d'impulsion: 50 à 400 μ s
Longueur: 125 mm
Largeur: 78 mm
Hauteur: 32 mm
Poids: 220 g
Garantie: 2 ans
Courants: TENS

Description brève du produit :

Pour entraîner vos muscles et maintenir votre bien être, Globus a imaginé pour vous l'électrostimulateur Elite SII. Conçu pour être utilisé par toute la famille, cet appareil est idéal pour une utilisation quotidienne.

Dîtes adieu à vos douleurs avec les impulsions de courant TENS !

Description du produit :

L'**électrostimulateur Globus Elite SII** est un appareil à 2 canaux et pour 4 électrodes simultanées. Il propose une variété de 100 programmes, couvrant le sport, le soulagement de la douleur, la remise en forme, la beauté, le bien-être, la prévention et l'incontinence. Cet appareil d'électrostimulation convient parfaitement aux hommes et aux femmes recherchant un outil polyvalent, facile à utiliser et avec un très bon rapport qualité-prix.

Les points forts du Globus Elite SII

100 programmes 30 SPORT

Elite SII est configuré de manière à stimuler sélectivement les fibres lentes et les fibres rapides afin d'entraîner les différentes qualités musculaires.

- DEMO
- Recherche points moteurs

Membres inférieurs :

- Échauffement
- Échauffement pré-compétition
- Force maximale
- Force de résistante / endurance
- Force explosive
- Réactivité
- Capillarisation
- Récupération active
- Défatigant muscles
- Résistance
- Décontracturant

Abdominaux :

- Force maximale
- Force résistante
- Récupération active
- Défatigant
- Capillarisation
- Décontracturant

Membres supérieurs :

- Échauffement
- Échauffement pré-compétition
- Force maximale
- Force de résistante / endurance
- Force explosive
- Réactivité
- Capillarisation
- Récupération active
- Défatigant
- Résistance
- Décontracturant

16 DOULEURS & TENS

Il élimine la douleur grâce aux extraordinaires impulsions des courants TENS qui permettent de retrouver la santé, le bien-être et le plaisir de vivre, à travers une stimulation délicate du corps.

- Tens antalgique conventionnel
- Tens des endorphines
- Tendinite de la coiffe des rotateurs
- Douleur musculaire
- Ostéoarthrite / arthrose du genou
- Douleur post-intervention
- Lésion / blessure musculaire
- Douleurs cervicales
- Douleur des trapèzes
- Sciataïque
- Lumbago
- Epicondylite
- Périarthrite scapulo-humérale
- Canal carpien
- Ostéoarthrite / arthrose
- Douleurs menstruelles

44 FITNESS - BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE

Grâce à sa compacité, à sa légèreté et à l'alimentation à batteries rechargeables, Elite SII est l'instrument idéal pour réaliser à la maison un programme d'exercices pour atteindre et maintenir la condition physique. En outre, nous pouvons prendre soin de notre corps et en protéger la vitalité et la beauté grâce aux traitements esthétiques de

l'électrostimulation.

Lipolyse anticellulite

- Jambes
- Fessiers et hanches
- Bande abdominale
- Membres supérieurs

Drainage :

- Jambes
- Fessiers et hanches
- Bande abdominale
- Membres supérieurs

Raffermissement :

- Jambes
- Fessiers et hanches
- Bande abdominale
- Membres supérieurs

Tonification :

- Jambes
- Dorsaux
- Fessiers et hanches
- Bande abdominale
- Membres supérieurs

Modelage :

- Jambes
- Fessiers et hanches
- Bande abdominale

Vascularisation :

- Jambes
- Membres supérieurs

Lipostress :

- Jambes
- Fessiers
- Hanches
- Bande abdominale
- Membres supérieurs

Prise de masse :

- Jambes
- Jambes femme
- Membres supérieurs
- Membres supérieurs femme

Post-accouchement :

- Drainage bande abdominale
- Lipolyse bande abdominale
- Tonification bande abdominale
- Définition bande abdominale

Autres :

- Définition bande abdominale homme
- Définition pectoraux homme
- Membres supérieurs gonflés
- Jambes gonflées
- Massage tonifiant jambes
- Beauté visage 1
- Beauté visage 2
- Tonification sein 1
- Tonification sein 2

6 PRÉVENTION

6 programmes élaborés pour renforcer les articulations principales et contribuer à la prévention d'accidents et de traumatismes.

- Prévention de la cheville
- Prévention du genou
- Prévention du muscle quadriceps
- Réathlétisation de l'épaule
- Prévention de l'épaule
- Prévention du coude

3 REHAB

Les programmes de stimulation musculaires sont particulièrement adaptés au rétablissement fonctionnel suivant des interventions de chirurgie articulaire et des périodes d'immobilisation.

- Atrophie du quadriceps avec prothèse
- Prévention subluxation de l'épaule
- Flexo-extenseurs de la cheville

1 INCONTINENCE

Un programme spécifique pour soigner chez vous ce dérangement si courant.

- Incontinence mixte

Les caractéristiques de l'appareil d'électrothérapie Globus Elite SII

- Canaux : 2 canaux indépendants (4 électrodes)
- Fréquence : 0 à 150 Hz
- Intensité : 0 à 100 mA par canal
- Largeur d'impulsion : 50 à 400 µs
- Forme d'onde : onde carrée biphasique symétrique compensée
- Alimentation : batterie rechargeable
- Écran rétro-illuminé
- Dispositif en classe II A
- Conforme à la directive 93/42/CEE-2007/47/CEE
- Dimensions : 13 x 8 x 2,5 cm
- Poids : 220 g
- Garantie : 2 ans

Livré avec 1 sacoche de transport, 2 câbles pour connecter les électrodes, 4 électrodes autocollantes carrées, 4 électrodes autocollantes rectangulaires, 1 alimentation et 1 manuel d'utilisation.

Attributs du produit :