

Globus Genesy 300 Pro



Codes produits :

Référence : 180226

Caractéristiques du produit :

Canaux: 4 voies
Traitements: Douleurs
Traitements: Ionophorèse
Traitements: Incontinence
Traitements: Sport
Traitements: Réhabilitation
Traitements: Fitness
Nbre de programmes: 91
Fréquences: 0,3 à 150 Hz
Intensité: 0 à 120 mA
Forme d'onde: Biphase symétrique 100% compensée
Largeur d'impulsion: 40 à 450 μ s
Affichage: Ecran LCD mono rétroéclairé
Longueur: 16 cm
Largeur: 10 cm
Épaisseur: 3,5 cm
Poids: 400 g
Norme: CE Médical Classe IIa
Alimentation: Batterie rechargeable
Garantie: 2 ans
Courants: TENS
Courants: EMS/ NMES/ STIM
Courants: Micro-courants

Description brève du produit :

Le Globus Genesy 300 Pro est un électrostimulateur professionnel complet avec 4 canaux, offrant une puissance et une polyvalence exceptionnelles pour les traitements antalgiques et de rééducation. Il propose 91 programmes différents et est conçu spécialement pour les professionnels de la rééducation. Permet l'utilisation multi-partagée.

Description du produit :

L'**électrostimulateur Globus Genesy 300 Pro** à 4 canaux est un appareil professionnel très complet, qui offre une puissance et une polyvalence exceptionnelle pour les traitements antalgiques et de rééducation. Il offre une large gamme de traitements avec 91 programmes, incluant de l'EMS, du TENS, des micro-courants ...

Le Genesy 300 Pro est spécialement conçu pour les professionnels de la rééducation afin de garantir des soins de haute qualité à leurs patients.

Les points forts du Globus Genesy 300 Pro

- **4 canaux indépendants** : branchez jusqu'à 8 électrodes en simultanément.
- **91 programmes** : pour 7 types d'applications.

- **5 mémoires libres** : seulement pour EMS et TENS.
- **AutoStim (mode automatique)** : permet d'effectuer un programme automatique sans devoir intervenir manuellement sur le réglage de l'intensité.
- **SynchroStim** : il est possible d'augmenter l'intensité des 4 canaux en même temps à l'aide d'un seul bouton.

Fonctions spécifiques

MULTI-UTILISATEURS :

Possibilité de mémoriser jusqu'à 3 utilisateurs différents et de créer une bibliothèque de programmes personnalisés en fonction des objectifs individuels.

RUN TIME :

Fonction permettant de modifier le temps, la fréquence et la largeur de l'impulsion pendant le traitement.

FONCTION 2+2 :

Possibilité d'effectuer deux programmes différents simultanément.

PROGRAMMES PRÉFÉRÉS :

Possibilité de mémoriser jusqu'à 15 programmes par utilisateur.

LAST 10 :

Mémorise les 10 derniers programmes effectués.

WORK TIME :

Signale le temps total d'utilisation de l'appareil.

MY TRAINER :

Visualise le positionnement des électrodes sur l'écran.

STIM LOCK :

Permet à l'utilisateur de verrouiller l'appareil et de s'assurer que seuls les traitements définis sont effectués.

91 Programmes 29 Fitness

- Raffermissement
- Raffermissement Bio-Pulse
- Modelage
- Modelage Bio-Pulse
- Modelage corps
- Tonification
- Prise de masse
- Définition
- Jogging
- Fitness anaérobie
- Fitness aérobie
- Prévention des crampes

22 Sport

- Capillarisation
- Échauffement
- Échauffement pré-compétition

- Récupération active
- Force maximale
- Force résistante
- Force explosive
- Réactivité
- Récupération post-compétition
- Hypertrophie

20 TENS et Douleur

- Tens antalgique conventionnelle
- Tens antalgique modulée
- Tens antalgique basse fréquence
- Tens des endorphines
- Douleurs menstruelles
- Douleur du genou
- Douleur post-opératoire
- Douleur chronique
- Douleur à l'épaule (syndrome scapulo-humérale)
- Canal carpien
- Douleur du trapèze
- Tendinite coiffe des rotateurs
- Douleur musculaire
- Sciatalgie
- Lombalgie chronique
- Douleurs cervicales
- Bursites - tendinites
- Fractures osseuses
- Épicondylite
- Ostéoarthrite

12 Micro-courants

- Epicondylite
- Périarthrite scapulo-humérale
- Contusion
- Sciatalgie
- Lumbago
- Douleur aiguë
- Douleur articulaire
- Torticolis
- Coup de lapin
- Entorse à l'épaule
- Entorse au genou
- Inflammation tendineuse

6 Rehab

- Cheville enflée
- Atrophie du quadriceps
- Rétablissement post-opération LCA
- Rétablissement fonctionnel des membres inférieurs
- Prévention subluxation de l'épaule
- Renforcement vaste pour syndrome fémoro-patellaire

1 Incontinence

- Incontinence mixte

1 Ionophorèse

- Ionophorèse

La IONOPHORESE est idéale pour les traitements en présence d'états inflammatoires comme les bursites, les tendinites,

les fasciites, les myosites, etc. Courants galvaniques pour ionisation.

Les caractéristiques de l'appareil d'électrothérapie Globus Genesy 300 Pro

- Canaux : 4 canaux indépendants (8 électrodes)
- Fréquence : 0,3 à 150 Hz
- Intensité : 0 à 120 mA par canal
- Largeur d'impulsion: 40 à 450 μ s
- Forme d'onde: onde carrée biphasique symétrique compensée
- Alimentation : batterie rechargeable
- Écran rétro-illuminé
- Dispositif en classe II A
- Conforme à la directive 93/42/CEE-2007/47/CEE
- Dimensions : 16 x 10 x 3,5 cm
- Poids : 454 g
- Garantie : 2 ans

Livré avec 1 sacoche de transport, 4 câbles pour connecter les électrodes, 2 câbles pour micro-courant et ionophorèse, 4 électrodes autocollantes carrées, 4 électrodes autocollantes rectangulaires, 1 alimentation et 1 manuel d'utilisation

Attributs du produit :