


Globus Genesy SII



Codes produits :

Référence : 180229

Caractéristiques du produit :

Canaux: 2 voies
Traitements: Ionophorèse
Traitements: Incontinence
Traitements: Sport
Traitements: Sport prévention
Traitements: Beauté
Traitements: Réhabilitation
Traitements: Fitness
Traitements: Douleurs
Nbre de programmes: 60
Fréquences: 1 à 150 Hz
Intensité: 0 à 100 mA
Forme d'onde: Biphase symétrique 100% compensée
Largeur d'impulsion: 50 à 400 μ s
Affichage: Ecran LCD mono rétroéclairé
Connecteurs: Fiche mâle - \varnothing 2 mm
Longueur: 13 cm
Largeur: 8 cm
Hauteur: 2,5 cm
Poids: 220 g
Norme: CE Médical Classe IIa
Alimentation: Batterie rechargeable
Garantie: 2 ans
Courants: TENS

Description brève du produit :

Avec son format de poche, le **Globus Genesy SII** vous accompagnera partout. Polyvalent, il intègre **60 programmes** intuitifs (50 programmes réels) destinés aussi bien au travail rééducatif qu'au soulagement de la douleur.

Cet électrostimulateur est idéal pour les professionnels qui souhaitent bénéficier d'un appareil mobile à la fois efficace, puissant et polyvalent.

Description du produit :

L'**électrostimulateur GLOBUS Genesy SII** est un outil polyvalent et portable, idéal pour les kinésithérapeutes. Doté de 60 programmes spécialement conçus pour soulager la douleur, accélérer la rééducation, optimiser les performances sportives et sculpter la silhouette de vos patients, le Genesy SII est un choix incontournable. Facile à prendre en main et intuitif, cet appareil allie la performance professionnelle à la praticité d'un usage médical ou personnel.

Les points forts du Globus Genesy SII

60 programmes 16 TENS & Douleur

Le Globus Genesy SII élimine la douleur grâce aux extraordinaires impulsions des courants TENS qui permettent de retrouver la santé, le bien-être et le plaisir de vivre, à travers une stimulation délicate du corps.

- Tens antalgique conventionnelle
- Tens des endorphines
- Tendinite coiffe des rotateurs
- Douleur musculaire
- Arthrose du genou
- Douleur post-opératoire
- Lésion / blessure musculaire
- Douleur cervicale
- Douleur trapèze
- Sciatique
- Lumbago
- Epicondylite
- Périarthrite scapulo-humérale
- Canal carpien
- Arthrose
- Douleurs menstruelles

12 Sport

Genesy SII est configuré de manière à stimuler sélectivement les fibres lentes et les fibres rapides afin d'entraîner les différentes qualités musculaires.

- DEMO (démonstration)
- Recherche des points moteurs
- Échauffement des membres inférieurs
- Échauffement pré-compétition - membres inférieurs
- Force maximale des membres inférieurs
- Force de résistante des membres inférieurs
- Force explosive des membres inférieurs
- Réactivité des membres inférieurs
- Capillarisation des membres inférieurs
- Récupération active des membres inférieurs
- Défatigant muscles - membres inférieurs
- Décontractant - membres inférieurs

11 Réhab Les programmes de stimulation musculaires sont particulièrement adaptés au rétablissement fonctionnel suivant des interventions de chirurgie articulaire et des périodes d'immobilisation.

- Renforcement vaste médial
- Cheville gonflée
- Hémiplégie membres supérieurs
- Hémiplégie membres inférieurs
- Rétablissement post-intervention LCA
- Rétablissement fonctionnel des membres inférieurs
- Atrophie du quadriceps avec prothèse
- Prévention subluxation de l'épaule
- Spasmes musculaires
- Sclérose multiple - fléxo-extenseurs jambe
- Sclérose multiple - fléxo-extenseurs cheville

9 Prévention

9 programmes élaborés pour renforcer les articulations principales, idéaux pour prévenir les accidents et les traumatisme.

- Prévention de la cheville
- Prévention du genou
- Prévention du muscle quadriceps
- Réathlétisation des membres inférieurs

- Réathlétisation de l'épaule
- Prévention de l'épaule
- Prévention du coude
- Réathlétisation des membres supérieurs
- Rétablissement du tonus musculaire de la cheville

8 Fitness, Beauté et Wellness

La beauté du corps est l'expression d'un état de bien-être et d'équilibre de formes qu'il faut valoriser et protéger des assauts du temps et de la vie sédentaire. Avec le Genesy SII vous pouvez prendre soin de votre corps, tout en protégeant la vitalité et la beauté grâce aux traitements esthétiques de l'électrostimulation.

- Lipolyse anticellulite jambes
- Drainage jambes
- Raffermisssement jambes
- Tonification jambes
- Modelage jambes
- Lipolyse bande abdominale post-accouchement
- Drainage bande abdominale post-accouchement
- Tonification bande abdominale post-accouchement

3 Incontinence

3 programmes spécifiques pour traiter ce dérangement urologique.

- Incontinence mixte
- Incontinence due au stress / d'effort
- Incontinence d'urgence

1 Ionophorèse

La ionophorèse est idéale pour les traitements en présence d'états inflammatoires comme les bursites, les tendinites, les fasciites, les myosites, etc. Courants galvaniques pour ionisation.

- Ionophorèse

Les caractéristiques de l'appareil d'électrothérapie Globus Genesy SII

- Canaux : 2 canaux indépendants (4 électrodes)
- Fréquence : 0 à 150 Hz
- Intensité : 0 à 100 mA par canal
- Largeur d'impulsion : 50 à 400 µs
- Forme d'onde : onde carrée biphasique symétrique compensée
- Alimentation : batterie rechargeable
- Écran rétro-illuminé
- Dispositif en classe II A
- Conforme à la directive 93/42/CEE-2007/47/CEE
- Timer réglable : de 0 à 60 min.
- Dimensions : 13 x 8 x 2,5 cm
- Poids : 220 g
- Garantie: 2 ans

Livré avec 1 sacoche de transport, 2 câbles pour connecter les électrodes, 4 électrodes autocollantes carrées, 4 électrodes autocollantes rectangulaires, 1 alimentation et 1 manuel d'utilisation.

Attributs du produit :