

Globus Duo Tens



Codes produits :

Référence : 180230

Caractéristiques du produit :

Canaux: 2 voies
Traitements: Douleurs
Traitements: Sport
Traitements: Beauté
Nbre de programmes: 20
Fréquences: 1 à 150 Hz
Intensité: 0 à 100 mA
Largeur d'impulsion: 50 à 400 μ s
Affichage: Ecran LCD mono rétroéclairé
Connecteurs: Fiche mâle - \varnothing 2 mm
Longueur: 13 cm
Largeur: 8 cm
Hauteur: 2,5 cm
Poids: 220 g
Norme: CE Médical Classe IIa
Alimentation: Batterie rechargeable
Garantie: 2 ans
Courants: TENS

Description brève du produit :

L'électrostimulateur Globus Duo Tens, avec ses 20 programmes, permet de soulager de manière naturelle les douleurs musculaires et articulaires : dorsalgie, cervicalgie, sciatique ... Simple d'utilisation, compact, et efficace.

Grâce à ses courants TENS de basse fréquence, vous pourrez l'utiliser fréquemment à la maison et profitez ainsi de son action analgésique efficace.

Description du produit :

L'**électrostimulateur Globus Duo Tens** constitue une alternative efficace pour traiter et soulager les douleurs musculaires et articulaires sans recourir à des médicaments. Cet appareil à visée antalgique possède deux canaux. Avec sa sélection de 20 programmes, ce dispositif offre une prise en main rapide et une utilisation quotidienne simplifiée. Il utilise la technologie TENS (*neurostimulation électrique transcutanée*) pour traiter vos maux, dont les pathologies chroniques.

De plus, son format compact le rend facilement transportable, vous permettant ainsi de l'emporter partout où vous en avez besoin.

Les points forts du Globus Duo Tens

20 Programmes 16 TENS et douleur

L'électrostimulateur Globus Duo Tens permet d'éliminer la douleur grâce aux extraordinaires impulsions des courants TENS qui permettent de retrouver la santé, le bien-être et le plaisir de vivre, à travers une stimulation délicate du

corps.

Cette série de programmes s'adresse surtout aux personnes souffrant de diverses douleurs, des plus conventionnelles aux moins connues :

- TENS antalgique conventionnel
- TENS endorphinique
- Tendinite coiffe des rotateurs
- Douleurs musculaires
- Arthrose du genou
- Douleurs post-opératoire
- Lésion / blessure musculaire
- Cervicalgie
- Douleur des trapèzes
- Sciatique
- Lombalgie
- Épicondylite
- Périarthrite S-O (épaule)
- Canal carpien
- Ostéoarthrite / arthrose
- Douleurs menstruelles

3 Sport

Que vous pratiquiez un sport de compétition, du fitness ou du pilâtes, cet électrostimulateur Globus propose des applications pour une récupération ou un gain de tonus musculaire :

- Décontracturant
- Force maximale
- Défatigant

1 Beauté

La beauté du corps est l'expression d'un état de bien-être et d'équilibre de formes qu'il faut valoriser et protéger des assauts du temps et de la vie sédentaire. Avec Duo Tens on peut prendre soin de son corps, en protégeant la vitalité et la beauté grâce aux principaux programmes pour votre forme physique.

- **Modelage** : travail des jambes, du fessier, de la bande abdominale ou des pectoraux.

Les caractéristiques de l'appareil d'électrothérapie Globus Duo TENS

- Canaux : 2 canaux indépendants (4 électrodes)
- Fréquence : 0 à 150 Hz
- Intensité : 0 à 100 mA par canal
- Largeur d'impulsion : 50 à 400 µs
- Forme d'onde : onde carrée biphasique symétrique compensée
- Alimentation : batterie rechargeable
- Écran rétro-illuminé
- Dispositif en classe II A
- Conforme à la directive 93/42/CEE-2007/47/CEE
- Dimensions : 13 x 8 x 2,5 cm
- Poids : 220 g
- Garantie : 2 ans

Livré avec 1 sacoche de transport, 2 câbles pour connecter les électrodes, 4 électrodes autocollantes carrées, 4 électrodes autocollantes rectangulaires, 1 alimentation et 1 manuel d'utilisation.

Attributs du produit :