

IMMOBILISATEUR DE TÊTE POUR CIVIÈRE ET PLAN DUR, ROUGE



Réf. SBRAN10_O















IMMOBILISATEUR DE TÊTE POUR CIVIÈRE ET PLAN DUR, ROUGE



Réf. SBRAN10_O

- Fabriqué avec des matériaux en plastique haute densité, trous larges au niveau des oreilles pour surveiller le conduit auditif du patient
- Il peut être utilisé avec une civière et un plan dur
- Interférence minimale avec les systèmes de radiographie ou IRM
- Revêtement plastique résistant à l'eau et facile à nettoyer
- Dimensions (L x W x H): 40 x 25 x 16 cm
- Poids: 1 kg
- Coloris unique : rouge

CARACTERISTIQU	ES	
Dispositif médical:	Oui Classe I	
Marquage :	CE	Code barres : 3661040094656
Garantie (mois) :	12	Code douanier: 94029000
Stérile :	Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cı	n): 25,0	Largeur conditionnement (cm): 26,0
Longueur unitaire (cm): 40,0	Longueur conditionnement (cm): 43,0
Hauteur unitaire (cr	n): 16,0	Hauteur conditionnement (cm): 14,0
Poids unitaire (kg)	1,000	Poids conditionnement (kg): 0,950
CONDITIONS DE S	TOCKAGE SPÉCIFIQUES :	
Température mini :	(N/A)	Température maxi : (N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi : (N/A)

30/03/2022 23:20 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SBRAN10_0