

# Trampoline aquatique

## Codes produits :

Référence : 304727



## Caractéristiques du produit :

Diamètre: 101 cm

Durée d'utilisation conseillée: 3 h/jour

Poids supporté: 100 kg

Catégorie: Cardio

Hauteur: 34 cm

Poids: 6,3 kg

## Description brève du produit :

Le rebondisseur trampoline aquatique peut être utilisé en rééducation aquatique ou en aquatraining. Au fil des rebonds, vos patients retrouveront une bonne condition physique, un meilleur équilibre et une plus grande coordination de mouvements.

## Description du produit :

Le **trampoline aquatique** est utilisé en rééducation fonctionnelle mais également pour brûler les graisses et affiner la silhouette. Au fil des entraînements, vos patients retrouveront une bonne condition physique, un meilleur équilibre et une meilleure coordination de mouvements !

Cette activité aquatique permet de renforcer l'équilibre de vos patients, et d'obtenir des résultats très efficaces. L'eau augmente la résistance et offre ainsi un travail plus en profondeur des muscles (abdominaux, fessiers, jambes...) grâce à un effet d'hydromassage, améliorant également le système-cardiovasculaire, tout en évitant les chocs.

Équipé d'une toile de saut alvéolaire

Ce trampoline aquatique dispose d'une toile de saut alvéolaire de haute résistance, garantissant la meilleure qualité de rebond possible, grâce à un passage fluidifié de l'eau. Ce type de toile en nid d'abeilles a une haute capacité de détente et de tension créant la force de rebond nécessaire et favorisant la durabilité de l'équipement. Les coutures tout le long de la toile sont doublées et renforcées pour améliorer leur résistance et la longévité du trampoline aquatique. Ses fibres techniques offrent durabilité et perméabilité ainsi qu'une utilisation pieds nus.

Stabilisateurs

Les pieds du WX-Tramp sont dotés de ventouses de stabilisation. Avec la pression, celles-ci se fixent et stabilisent le trampoline aquatique au fond du bassin.

Le WX-Tramp reste fixé au sol de la piscine quelle que soit la force du rebond. La matière silicone des ventouses

protège le revêtement du bassin de tout risque de marquage.

## Élastiques indépendants

Les élastiques qui tendent la toile sur la structure du trampoline aquatique sont tous indépendants les uns des autres. Avec ce type de confection, chaque élastique peut être facilement remplacé. L'accroche de l'élastique à la toile de saut a été spécialement étudiée pour favoriser le rebond.

## Les caractéristiques du trampoline aquatique

- Armature en inox marine compatible avec l'eau des piscines traitées au chlore et au sel
- Ne marque pas le sol des piscines
- Diamètre : 101 cm
- Hauteur : 34 cm
- Poids supporté : 100 kg
- Profondeur d'eau : 1,20 m à 1,70 m
- Poids : 6,3 kg

Vendu sans barre de maintien.

## Attributs du produit :