

## Main vibrante



### Codes produits :

Référence : 250064

### Caractéristiques du produit :

Type d'appareil: Autre appareil de massage

Longueur: 16 cm

Largeur: 9 cm

Épaisseur: 9 cm

Poids: 550 g

### Description brève du produit :

La main vibrante est un appareil de massage de qualité professionnelle, qui se fixe sur le dos de la main, et dont les vibrations sont transmises par le bout des doigts. Légère, silencieuse et facilement maniable.

### Description du produit :

La main vibrante est un appareil de massage qui se fixe sur le dos de la main, et dont les vibrations sont transmises par le bout des doigts. Légère et facilement maniable, elle permet de combiner une action mécanique, pour un massage constant, tout en gardant la précision du toucher de la main.

Cet appareil offre des effets revitalisants, en décontraction musculaire, en amélioration de la circulation sanguine et même pour l'élimination de la cellulite.

La main vibrante est un appareil silencieux et puissant. Son utilisation offre efficacité et bien-être en continu pendant 1 heure grâce à sa recharge rapide (90 min).

2 vitesses

Les 2 vitesses permettent de varier l'intensité du massage :

- Vitesse 1 : douce, pour les zones sensibles
- Vitesse 2 : énergique pour les zones plus tendues

Les caractéristiques de la main vibrante

- Coque supérieure en acier inoxydable : solide et facile d'entretien
- Poids : 550 g
- Dimensions : 16 x 9 x 9 cm
- Autonomie de la batterie : 60 minutes

- Temps de charge : 90 minutes
- 2 niveaux de vitesse
- Poignée flexible et extensible
- Utilisation avec ou sans fil
- Moteur digital
- Batterie Lithium-Ion
- Voltage universel

*La main vibrante est livrée avec son chargeur et une housse de protection.*

## **Attributs du produit :**