

Réchauffeur Hydrotherm



Codes produits :

Référence : 256002

Caractéristiques du produit :

Contenance: 29 L

Diamètre: 37 cm

Hauteur: 47 cm

Poids: 7 kg

Description brève du produit :

Notre cuve/réchauffeur Hydrotherm de 29 litres est un outil essentiel pour la rééducation, qui permet de maintenir au chaud jusqu'à 5 compresses de boue, de paraffine et de gel. Idéal pour chauffer vos compresses en toute sécurité et efficacité.

Description du produit :

Cette **cuve réchauffeur Hydrotherm Medi-Warm** de 29 litres en acier émaillé comporte un socle et un couvercle en matière plastique.

Les poignées sont isolantes et la plaque chauffante non-apparente est régulée par un thermostat à capteur thermique réglable de 0 à 100° avec sécurité de surchauffe.

Ce réchauffeur Hydrotherm est un outil indispensable pour chauffer vos compresses en thermothérapie.

Les caractéristiques du réchauffeur hydrotherm

- Fond de cuve lisse en acier
- Émail antiacide
- Thermostat à bulbe réglable jusqu'à 100° avec dispositif contre la surchauffe
- Position fonctionnement en continu
- Voyant lumineux
- Enroulement du cordon
- Contenance : 29 L
- Hauteur : 47 cm
- Diamètre : Ø37 cm
- Poids : 7 kg
- Alimentation : 220 V

Attributs du produit :