

MASTER PALM 3 - OXYMÈTRE PORTABLE SPENGLER NELLCOR OXIMAX



Réf. 223001



MASTER PALM 3 - OXYMÈTRE PORTABLE SPENGLER NELLCOR OXIMAX



Réf. 223001

L'oxymètre de pouls MASTER PALM 3® a été développé pour répondre aux besoins de professionnels de santé. Doté de la technologie Nellcoret NellcorOximax, il est condensé de technologie.

L'oxymètre de pouls Master Palm 3® est un matériel adapté pour les professionnels de santé compatible avec la technologie NELLCOR OXIMAX.

Sa technologie permet d'intervenir rapidement sur tous les types de patients de l'adulte au néonate, afin de relever précisément leur saturation en oxygène et leur fréquence de pouls.

Légèreté et exceptionnelle autonomie, vous apprécierez la rapidité et la précision de ses mesures alliées à sa polyvalence.

- Technologie adaptée aux adultes comme aux néonate
- Autonomie exceptionnelle
- Écran HD avec fonction rotation automatique qui permet d'optimiser l'utilisation de l'espace et la lisibilité en proposant une disposition verticale ou horizontale.
- 2 modes d'affichage : Chiffres et Courbe SpO2
- Affichage du pouls, de la courbe de pléthysmographie, de la SpO2 et de la courbe de SpO2
- Entièrement paramétrable, il permet de régler l'alarme, l'affichage, le son, les réglages système
- Fonction monitoring (alarme et mémoires)
- Léger et compact 58,5 x 123 x 28 mm
- Livré avec capteur SpO2 adulte rigide et 3 piles AA

Des accessoires sont disponibles en supplément selon vos préférences : batterie rechargeable et socle de recharge, capteurs pédiatriques ou néonate, capteurs souples ou clip, sacoche de transport, etc ...

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIb

Marquage : CE0123

Code barres : 3700446027124

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018199000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,696

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 55

Humidité mini : 15

Humidité maxi : 85



09/12/2022 12:39 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 223001

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.