

Repose avant-bras/jambe



Codes produits :

Référence : 2316

Caractéristiques du produit :

Inclinaison: 0° à 10°
Longueur: 40 cm
Largeur: 25 cm
Hauteur: 55 à 80 cm
Poids: 7 kg

Description brève du produit :

Le repose avant-bras ou jambe inclinable et verrouillable est un outil très pratique dans les cabinets de kinésithérapie ou les salons de taouages.

Description du produit :

Le repose avant-bras ou jambe inclinable est un outil très pratique dans le cadre de la rééducation des patients dans les cabinets de kinésithérapie.

Il est muni de 2 manettes (1 pour la hauteur et 1 pour l'inclinaison) manipulables aisément afin d'assurer le meilleur positionnement du plateau. Particulièrement confortable grâce à une sellerie confort, il est également très stable avec son socle chromé.

Ce repose avant-bras / jambe est de même parfaitement adapté pour les salons de tatouages.

Caractéristiques :

- Piètement socle chromé
- Sellerie confort 6 cm avec rebords latéraux
- Inclinaison du plateau : 0° à 10°
- Hauteur réglable : de 55 à 80 cm avec système anti-rotation
- Dimensions plateau : 25 x 40 cm
- Poids : 7 kg

Attributs du produit :

Coloris / Matière: Vert anis, Azur, Blanc, Bleu nuit, Bleu roi, Chocolat, Framboise, Gris, Lilas, Noir, Orange, Rouge, Safran, Taupe, Titane, Vert émeraude