

## Coussin de table - 60x22,5x30 cm



### Codes produits :

Référence : 2275

### Caractéristiques du produit :

Classement: M2  
Mousse: Polyéther  
Revêtement: Skaï  
Longueur: 60 cm  
Largeur: 22,5 cm  
Hauteur: 30 cm  
Densité: 38 kg/m<sup>3</sup>

### Description brève du produit :

Les coussins de table sont garnis de mousse confort en polyéther expansé et recouvert de PVC/skaï. Disponibles en 16 coloris au choix.

### Description du produit :

Le **coussin de table** est idéal pour rehausser ou caler les patients en position assise sur vos tables de massage.

Le revêtement en skaï s'entretient très facilement. Pour le nettoyage et/ou la désinfection des coussins, nous préconisons l'utilisation du spray désinfectant surf PAE (réf : 140305).

### 16 Coloris au choix sans supplément de prix.

Les caractéristiques du coussin de table

- Dimensions : 60 x 22,5 x 30 cm
- Mousse confort polyéther expansé
- Revêtement PVC / Skaï
- Fermeture éclair
- Densité : 38 kg/m<sup>3</sup>
- Classement anti-feu : M2

### Attributs du produit :

Coloris / Matière: Vert anis, Azur, Blanc, Bleu nuit, Bleu roi, Chocolat, Framboise, Gris, Lilas, Noir, Orange, Rouge,

Safran, Taupe, Titane, Vert émeraude