

Coussin de table - 60x45x15 cm



Codes produits :

Référence : 2289

Caractéristiques du produit :

Classement: M2
Mousse: Polyéther
Revêtement: Skaï
Longueur: 60 cm
Largeur: 45 cm
Hauteur: 15 cm
Densité: 38 kg/m³

Description brève du produit :

Les coussins de table sont garnis de mousse confort en polyéther expansé et recouvert de PVC/skaï. Disponibles en 16 coloris au choix.

Description du produit :

Coussins idéaux pour rehausser ou caler les patients en position assise.

- Mousse confort polyéther expansé
- Revêtement PVC
- Fermeture Eclair
- Densité : 38 kg/m³
- Classement anti-feu : M2
- Entretien très aisé du revêtement
- 16 Coloris au choix sans supplément de prix

Pour le nettoyage et/ou la désinfection des coussins, nous préconisons l'utilisation du spray désinfectant Surf PAE

Attributs du produit :

Coloris / Matière: Vert anis, Azur, Blanc, Bleu nuit, Bleu roi, Chocolat, Framboise, Gris, Lilas, Noir, Orange, Rouge, Safran, Taupe, Titane, Vert émeraude