

## Coussin cylindrique - 50xØ18 cm



### Codes produits :

Référence : 2284

### Caractéristiques du produit :

Classement: M2  
Mousse: Polyéther  
Revêtement: Skaï  
Longueur: 50 cm  
Hauteur: Ø18 cm  
Densité: 38 kg/m<sup>3</sup>

### Description brève du produit :

Les coussins cylindriques sont garnis de mousse confort en polyéther expansé et recouvert de PVC/skaï. Disponibles en 16 coloris au choix.

### Description du produit :

Le **coussin cylindrique** est un modèle très polyvalent. Il permet aux patients ainsi qu'aux thérapeutes une mise en position idéale pour l'administration des soins.

Le revêtement en skaï s'entretient très facilement. Pour le nettoyage et/ou la désinfection des coussins, nous préconisons l'utilisation du spray désinfectant surf PAE (*réf : 140305*).

### 16 Coloris au choix sans supplément de prix.

Les caractéristiques du coussin cylindrique

- Dimensions : 50 x 18 cm
- Mousse confort polyéther expansé
- Revêtement PVC / Skaï
- Fermeture éclair
- Densité : 38 kg/m<sup>3</sup>
- Classement anti-feu : M2

### Attributs du produit :

Coloris / Matière: Vert anis, Azur, Blanc, Bleu nuit, Bleu roi, Chocolat, Framboise, Gris, Lilas, Noir, Orange, Rouge, Safran, Taupe, Titane, Vert émeraude