

Coussin cale - 35x35x9 cm



Codes produits :

Référence : 2282

Caractéristiques du produit :

Classement: M2
Mousse: Polyéther
Revêtement: Skaï
Longueur: 35 cm
Largeur: 35 cm
Hauteur: 9 cm
Densité: 38 kg/m³

Description brève du produit :

Les coussins cales sont garnis de mousse confort en polyéther expansé et recouvert de PVC/skaï. Disponibles en 16 coloris au choix.

Description du produit :

Le **coussin cale** fait partie des indispensables du cabinet de kinésithérapie. Il offre un confort supplémentaire pour le patient et permet au thérapeute d'être plus efficace durant les soins, grâce à une position optimale.

Le revêtement en skaï s'entretient très facilement. Pour le nettoyage et/ou la désinfection des coussins, nous préconisons l'utilisation du spray désinfectant surf PAE (réf : 140305).

16 Coloris au choix sans supplément de prix.

Les caractéristiques du coussin cale

- Dimensions : 35 x 35 x 9 cm
- Mousse confort polyéther expansé
- Revêtement PVC / Skaï
- Fermeture éclair
- Densité : 38 kg/m³
- Classement anti-feu : M2

Attributs du produit :

Coloris / Matière: Vert anis, Azur, Blanc, Bleu nuit, Bleu roi, Chocolat, Framboise, Gris, Lilas, Noir, Orange, Rouge, Safran, Taupe, Titane, Vert émeraude