

Coussin de posture - 22,5x20x5 cm



Codes produits :

Référence : 2277

Caractéristiques du produit :

Classement: M2
Mousse: Polyéther
Revêtement: Skaï
Longueur: 20 cm
Largeur: 22,5 cm
Hauteur: 5 cm
Densité: 38 kg/m³

Description brève du produit :

Les coussins de posture sont garnis de mousse confort en polyéther expansé et recouvert de PVC/skaï. Disponibles en 16 coloris au choix.

Description du produit :

Le **coussin de posture** est un coussin rectangulaire, très polyvalent. Il est idéal pour positionner ou caler les patients correctement lors des soins.

Le revêtement en skaï s'entretient très facilement. Pour le nettoyage et/ou la désinfection des coussins, nous préconisons l'utilisation du spray désinfectant surf PAE (*réf : 140305*).

16 Coloris au choix sans supplément de prix.

Les caractéristiques du coussin de posture

- Dimensions : 22,5 x 20 x 5 cm
- Mousse confort polyéther expansé
- Revêtement PVC / Skaï
- Fermeture éclair
- Densité : 38 kg/m³
- Classement anti-feu : M2

Attributs du produit :

Coloris / Matière: Vert anis, Azur, Blanc, Bleu nuit, Bleu roi, Chocolat, Framboise, Gris, Lilas, Noir, Orange, Rouge, Safran, Taupe, Titane, Vert émeraude