

## Coussin rectangulaire - 45x20x5 cm



### Codes produits :

Référence : 2292

### Caractéristiques du produit :

Classement: M2  
Mousse: Polyéther  
Revêtement: Skaï  
Longueur: 45 cm  
Largeur: 20 cm  
Hauteur: 5 cm  
Densité: 38 kg/m<sup>3</sup>

### Description brève du produit :

Les coussins rectangulaires sont garnis de mousse confort en polyéther expansé et recouvert de PVC/skaï. Disponibles en 16 coloris au choix.

### Description du produit :

Le **coussin rectangulaire** est un coussin très polyvalent. Il est idéal pour positionner ou caler les patients correctement lors des soins.

Le revêtement en skaï s'entretient très facilement. Pour le nettoyage et/ou la désinfection des coussins, nous préconisons l'utilisation du spray désinfectant surf PAE (réf : 140305).

### 16 Coloris au choix sans supplément de prix.

Les caractéristiques du coussin rectangulaire

- Dimensions : 45 x 20 x 10 cm
- Mousse confort polyéther expansé
- Revêtement PVC / Skaï
- Fermeture éclair
- Densité : 38 kg/m<sup>3</sup>
- Classement anti-feu : M2

### Attributs du produit :

Coloris / Matière: Vert anis, Azur, Blanc, Bleu nuit, Bleu roi, Chocolat, Framboise, Gris, Lilas, Noir, Orange, Rouge, Safran, Taupe, Titane, Vert émeraude