

Coussin rectangulaire - 45x20x10 cm



Codes produits :

Référence : 2293

Caractéristiques du produit :

Classement: M2
Mousse: Polyéther
Revêtement: Skaï
Longueur: 45 cm
Largeur: 20 cm
Hauteur: 10 cm
Densité: 38 kg/m³

Description brève du produit :

Les coussins rectangulaires sont garnis de mousse confort en polyéther expansé et recouvert de PVC/skaï. Disponibles en 16 coloris au choix.

Description du produit :

Le **coussin rectangulaire** est un coussin très polyvalent. Il est idéal pour positionner ou caler les patients correctement lors des soins.

Le revêtement en skaï s'entretient très facilement. Pour le nettoyage et/ou la désinfection des coussins, nous préconisons l'utilisation du spray désinfectant surf PAE (réf : 140305).

16 Coloris au choix sans supplément de prix.

Les caractéristiques du coussin rectangulaire

- Dimensions : 45 x 20 x 10 cm
- Mousse confort polyéther expansé
- Revêtement PVC / Skaï
- Fermeture éclair
- Densité : 38 kg/m³
- Classement anti-feu : M2

Attributs du produit :

Coloris / Matière: Vert anis, Azur, Blanc, Bleu nuit, Bleu roi, Chocolat, Framboise, Gris, Lilas, Noir, Orange, Rouge, Safran, Taupe, Titane, Vert émeraude