

Coussin fer à cheval souple



Codes produits :

Référence : 2296

Caractéristiques du produit :

Classement: M2

Mousse: Polyéther souple

Revêtement: Skaï

Longueur: 30 cm

Largeur: 30 cm

Hauteur: 10 cm

Densité: 38 kg/m³

Description brève du produit :

Les coussins fer à cheval souples sont garnis de mousse confort en polyéther expansé et recouvert de PVC/skaï. Disponibles en 16 coloris au choix.

Description du produit :

Le **coussin fer à cheval souple** s'adapte parfaitement à la forme du visage du patient en améliorant son bien-être lors des soins. Un confort absolu !

Le revêtement en skaï s'entretient très facilement. Pour le nettoyage et/ou la désinfection des coussins, nous préconisons l'utilisation du spray désinfectant surf PAE (réf : 140305).

16 Coloris au choix sans supplément de prix.

Les caractéristiques du coussin fer à cheval souple

- Dimensions : 30 x 30 x 10 cm
- Mousse confort polyéther expansé
- Revêtement PVC / Skaï
- Fermeture éclair
- Classement anti-feu : M2

Attributs du produit :

Coloris / Matière: Vert anis, Azur, Blanc, Bleu nuit, Bleu roi, Chocolat, Framboise, Gris, Lilas, Noir, Orange, Rouge,

Safran, Taupe, Titane, Vert émeraude