

## Coussin repose-tête avec sangle de fixation



### Codes produits :

Référence : 2279

### Caractéristiques du produit :

Classement: M2  
Mousse: Polyéther  
Revêtement: Skaï  
Longueur: 50 cm  
Largeur: 18 cm  
Hauteur: 9 cm  
Densité: 38 kg/m<sup>3</sup>

### Description brève du produit :

Les coussins repose-têtes avec sangle de fixation sont garnis de mousse confort en polyéther expansé et recouvert de PVC/skaï. Disponibles en 16 coloris au choix.

### Description du produit :

Le **coussin** repose-tête avec sangle de fixation est un coussin demi-cylindrique en revêtement PVC, qui comporte des sangles auto-agrippantes. Ces dernières lui permettent de s'accrocher facilement à une table de massage.

Le revêtement en skaï s'entretient très facilement. Pour le nettoyage et/ou la désinfection des coussins, nous préconisons l'utilisation du spray désinfectant surf PAE (*réf : 140305*).

### 16 Coloris au choix sans supplément de prix.

Les caractéristiques du coussin repose-tête avec sangle de fixation

- Dimensions : 50 x 18 x 9 cm
- Mousse confort polyéther expansé
- Revêtement PVC / Skaï
- Fermeture éclair
- Sangle de fixation élastique avec attaches auto-agrippantes
- Densité : 38 kg/m<sup>3</sup>
- Classement anti-feu : M2

## Attributs du produit :

Coloris / Matière: Vert anis, Azur, Blanc, Bleu nuit, Bleu roi, Chocolat, Framboise, Gris, Lilas, Noir, Orange, Rouge, Safran, Taupe, Titane, Vert émeraude