

Coussin de drainage



Codes produits :

Référence : 2297

Caractéristiques du produit :

Classement: M2
Mousse: Polyéther
Revêtement: Skaï
Longueur: 68 cm
Largeur: 53 cm
Hauteur: 20 cm
Densité: 38 kg/m³

Description brève du produit :

Les coussins de drainage sont garnis de mousse confort en polyéther expansé et recouvert de PVC/skaï. Disponibles en 16 coloris au choix.

Description du produit :

Le **coussin de drainage lymphatique** permet d'obtenir un positionnement des jambes légèrement incliné et élevé. Les creux dans la mousse offre un confort et une assise parfaite au patient.

Le revêtement en skaï s'entretient très facilement. Pour le nettoyage et/ou la désinfection des coussins, nous préconisons l'utilisation du spray désinfectant surf PAE (réf : 140305).

16 Coloris au choix sans supplément de prix.

Les caractéristiques du coussin de drainage

- Dimensions : 68 x 53 x 20 cm
- Mousse confort polyéther expansé
- Revêtement PVC / Skaï
- Fermeture éclair
- Densité : 38 kg/m³
- Classement anti-feu : M2

Attributs du produit :

Coloris / Matière: Vert anis, Azur, Blanc, Bleu nuit, Bleu roi, Chocolat, Framboise, Gris, Lilas, Noir, Orange, Rouge, Safran, Taupe, Titane, Vert émeraude