

Coussin éponge demi-cylindrique

Codes produits :

Référence : 2278

Caractéristiques du produit :

Revêtement: Eponge

Longueur: 50 cm

Largeur: 18 cm

Hauteur: 9 cm



Description brève du produit :

Coussin demi-cylindrique en éponge offrant un excellent confort.

Description du produit :

Ce **coussin demi-cylindrique en éponge** offre un excellent confort pour le patient et une plus grande souplesse dans son utilisation.

En cas de besoin, les housses peuvent être achetées séparément, tout comme les mousses du coussin.

4 coloris disponibles, sans supplément de prix.

Les caractéristiques du coussin éponge demi-cylindrique

- Dimensions : 50 x 18 x 9 cm
- Mousse en polyéther expansé (sans revêtement skaï)
- Housse en stretch 82% coton 18%, polyester
- Housse amovible lavable
- 3 coloris au choix

Attributs du produit :

Coloris / Matière: Bleu roi, Gris, Noir