

# Barres de marche à hauteur électrique



## Codes produits :

Référence : 263130x

## Caractéristiques du produit :

Pliable: Non  
Longueur: 3 m  
Longueur: 4 m  
Largeur: 60 à 80 cm  
Hauteur: 72 à 105 cm

## Description brève du produit :

Barres de marche parallèles avec plancher, à hauteur électrique offre un réglage plus précis et un gain de temps lors de la mise en place.

Faciles d'utilisation, les commandes sont intégrées sur un pupitre, placé à l'une des 4 extrémités des barres parallèles.

## Description du produit :

Ces **barres de marche parallèles avec plancher de 3 m** à commande de hauteur électrique, offre un réglage plus précis et un gain de temps lors de la mise en place.

Faciles d'utilisation, les commandes sont intégrées sur un pupitre, placé au choix à l'une des 4 extrémités des barres parallèles. Il suffit de sélectionner la hauteur désirée sur le pupitre de commande, pour que les 2 rampes de marche se positionnent automatiquement.

### Réglage électrique

Une fois la hauteur sélectionnée, les barres se règlent automatiquement de 72 à 105 cm. Il est également possible de régler séparément la hauteur de chacune des barres. De même, l'écartement entre les barres est réglable manuellement entre 60 et 80 cm.

Les versions 3 m ou 4 m disposent d'un plancher de 3 m en 2 parties possédant une surface antidérapante et lavable, avec deux pentes de 25 cm à 15° d'inclinaison.

### Caractéristiques

- Longueur plancher : 3 m
- Longueurs des barres : 3 m ou 4 m
- Largeur : 60 à 80 cm

- Hauteur réglable : de 72 à 105 cm
- Poids admissible : 110 kg

**Attributs du produit :**

Longueur: 3 m, 4 m