

1/2 Escalier de marche



Codes produits :

Référence : 263422

Caractéristiques du produit :

Pliable: Non

Poids supporté: 135 kg (par main courante)

Hauteur: 60 à 110 cm

Description brève du produit :

Cet escalier de rééducation est un modèle à 1 volée. Il possède 5 marches, chacune faisant 13 cm de hauteur. Cet escalier de marche est très pratique, de par ses mains courantes réglables en hauteur et ses marches antidérapantes.

Description du produit :

Cet **escalier de rééducation à une volée** possède 5 marches de 13 cm de hauteur. Ses mains courantes de forme anatomique sont en métal époxy et sont réglables en hauteur de 60 à 100 cm, avec un système télescopique.

Les boutons étoile empêchent tout dévissage et mouvements des mains courantes pendant l'utilisation.

La structure de l'escalier est en acier époxy et les parties coulissantes zinguées.

Les caractéristiques du demi escalier de marche Escalier Mains courantes Marches Escalier

- Dimensions droit : 206 x 60 cm
- Dimensions de la plateforme haute : 63 x 63 cm
- Hauteur plateforme : 65 cm
- Bâti en tube en acier laqué

Mains courantes

- Hauteur : 60 à 110 cm
- Poids supporté : 135 kg par mains courantes.

Marches

- Hauteur de marches : 13 cm
- Largeur de marche : 56 cm

- Giron : 30 cm
- Revêtues d'un PVC antidérapant

Attributs du produit :