

Barres de marche adulte avec plancher



Codes produits :

Référence : 263100x

Caractéristiques du produit :

Pliable: Non
Longueur: 3 m
Longueur: 4 m
Largeur: 60 à 80 cm
Hauteur: 72 à 112 cm

Description brève du produit :

Barres de marche réglables très robustes avec plancher permettant un accès plus aisé. La hauteur et la largeur sont réglables, afin de s'adapter au mieux aux besoins des patients. Ces barres son adaptées au patients adultes.

Description du produit :

Ces **barres de marche réglables** sont très robustes et pratiques. C'est un outil indispensable à la rééducation de la marche. La hauteur et la largeur sont réglables, afin de s'adapter au mieux aux besoins des patients. adultes.

Disponibles en 2 versions : 3 et 4 mètres de longueur de barres.

Le plancher des 2 versions est le même, est fait 3 mètres de long. Il est en 2 parties et possède une surface antidérapante et lavable, avec deux pentes de 25 cm et 15° d'inclinaison.

Nouveau système de réglage de la hauteur

Nos barres de marche avec plancher possèdent désormais un nouveau système de réglage de la hauteur. Ce système très pratique est composé d'une bague de réglage et de trous de blocage, pour une hauteur adaptée aux besoins de chaque patient. Il permet de régler facilement et rapidement les 4 pieds à la même hauteur, avec 8 positions prédéfinies, tous les 5 cm.

La poignée de blocage apporte une garantie de sécurité supplémentaire.

Fonctionnement :

- Desserrer la poignée de blocage
- Lever la barre de marche
- Tirer sur le plot de verrouillage de la bague
- Placer la bague à la hauteur souhaitée

- Faire reposer la bague sur le poteau et resserrer la poignée de blocage

Les caractéristiques des barres de marche adulte

- 2 versions (longueur de barres) : 3 ou 4 m
- Longueur du plancher : 3 m
- Largeur des barres : réglables 60 à 80 cm
- Hauteur des barres : réglables 72 à 112 cm
- Poids version barres 3 m : 80 kg
- Poids version barres 4 m : 84 kg
- Poids supporté : 110 kg

Attributs du produit :

Longueur: 3 m, 4 m