

Barres de marche pliante bois



Codes produits :

Référence : 263107

Caractéristiques du produit :

Pliable: Oui
Poids supporté: 135 kg
Longueur: 3 m
Largeur: 60 cm
Hauteur: 60 à 100 cm
Poids: 39 kg

Description brève du produit :

Barres de marche pliantes 3 m avec mains courantes en bois économiques et peu encombrantes.

Mains courantes de forme anatomique réglables en hauteur avec un système télescopique.

Description du produit :

Ces **barres de marche pliantes** en bois sont économiques et peu encombrantes. La structure des barres est en acier époxy et les mains courantes en bois, ce qui leur confère une résistance importante.

Les mains courantes de forme anatomique sont réglables en hauteur de 60 à 100 cm avec un système télescopique. Les boutons étoiles empêchent tout dévissage et mouvement des mains courantes pendant l'utilisation.

Les barres possèdent 4 poignées de serrage coniques, indexées, avec des écrous amovibles, permettant de régler les tubes verticaux. Le bâti en tube en acier époxy est solide et résistant.

Ces barres de marche sont très pratiques de par leur possibilité de fixation au sol, avec un système inclus, en cas de besoin.

Les caractéristiques des barres de marche pliantes en bois

- Longueur : 3 m
- Largeur : 60 cm
- Hauteur : 60 à 100 cm
- Poids supporté : 135 kg
- Poids : 39 kg
- Bâti en tube acier époxy blanc
- Mains courantes en bois

Attributs du produit :