

Barres de marche en angle - 6 m



Codes produits :

Référence : 263120

Caractéristiques du produit :

Coloris: Blanc

Pliable: Non

Poids supporté: 135 kg

Hauteur: 70 à 100 cm

Description brève du produit :

Les barres de marche en angle offrent un parcours plus important qu'une barre classique, tout en minimisant la surface utilisée au sol. Son plancher antidérapant et lavable, en 3 parties est pratique et solide. Les barres sont réglables en hauteur, pour s'adapter au mieux à tous vos patients.

Description du produit :

Les **barres de marche en angle** 6 m, offrent un parcours plus important qu'une barre classique, tout en minimisant la surface utilisée au sol. Son plancher antidérapant et lavable, en 3 parties est pratique et solide. Les barres sont réglables en hauteur, de 70 à 100 cm, avec une molette et un volant de serrage, pour s'adapter au mieux à tous vos patients.

Les caractéristiques des barres de marche en angle

- Largeur du plancher : 59 cm
- Largeur totale : 70 cm
- Longueur des barres (côté intérieur) : 200 cm
- Longueur des barres (côté extérieur) : 270 cm
- Hauteur réglable : de 70 à 100 cm
- Coloris blanc
- Matière : acier laqué époxy
- Modèle non pliable

Attributs du produit :