

# Barres murales d'exercice



## Codes produits :

Référence : 263117x

## Caractéristiques du produit :

Pliable: Non

Longueur: 2,5 m

Longueur: 3,5 m

## Description brève du produit :

Barres murales d'exercices et de marche, pour rééducation motrice.

## Description du produit :

Le **kit de barre murale d'exercice** est une alternative aux barres d'exercice avec plancher. Moins encombrante, cette barre murale est livrée avec deux consoles robustes en acier, permettant de la fixer de manière sûre et sécurisée contre le mur.

Cette barre d'exercices se fixe contre le mur avec 4 vis sur chacune des 2 consoles fournies. La barre est reliée par 2 vis à chaque console.

L'écartement de la barre par rapport au mur est de 15 cm.

*Le matériel de fixation pour mur en béton est fourni.*

2 versions disponibles : 2,5 et 3,5 m de long **Longueur de la barre** 2,5 m 3,5 m

Les caractéristiques des barres de marche murales

- Kit disponible en versions 2,5 et 3,5 m
- En acier laqué époxy
- Distance au mur 15 cm
- Fixation pour mur en béton fournie

**Attributs du produit :**

Longueur: 2,5 m, 3,5 m